

■ 仕様

品目	形式	入力電源	出力電源	重量	コード長さ	防水機能	定格	備考
モーター	LA34	24V	—	3,830g	40cmコイル	IPX6	10%	10000N
スイッチ	HB31	24V	—	260g	60cmコイル	IPX6	—	—
コントローラー	CB-12	100V	24VDC	2,330g	320cm	IPX6	10%	—

製造発売元



■本 社 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

お客様相談室
[24時間受付]
モリトーホームページ
Email

☎ 0120-65-2525

<http://www.moritoh.co.jp>
info@moritoh.co.jp

- | | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ■札幌営業所 / 〒063-0870 | 北海道札幌市西区八軒十条東1-1-57-101 | TEL (011) 708-5200 FAX (011) 708-5201 |
| ■仙台営業所 / 〒981-1102 | 宮城県仙台市太白区袋原6-9-22 | TEL (022) 302-7914 FAX (0586) 72-4555 |
| ■埼玉営業所 / 〒336-0025 | 埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-6-103 | TEL (048) 753-9393 FAX (03) 3777-1649 |
| ■東京営業所 / 〒143-0025 | 東京都大田区南馬込4-16-3 | TEL (03) 3777-1648 FAX (03) 3777-1649 |
| ■中部営業所 / 〒491-0074 | 愛知県一宮市東島町3-36 | TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555 |
| ■大阪営業所 / 〒577-0016 | 大阪府東大阪市長田西2-6-2 寺西コンパクトオフィスB号 | TEL (06) 6785-7202 FAX (06) 6785-7203 |
| ■岡山営業所 / 〒700-0954 | 岡山県岡山市南区米倉30-102 | TEL (086) 259-2910 FAX (0586) 72-4555 |
| ■福岡営業所 / 〒811-1204 | 福岡県那珂川市片縄東1-12-1 | TEL (092) 953-1892 FAX (092) 953-1973 |
| ■信濃大町
研修センター | 長野県大町市大字平22393 | TEL (0261) 23-1678 |




うれしさと、よろこびと
あなたと私の、こころも運ぶ

Swing Lift CoCoRo

壁収納型リフト つるべSセット

スウィングリフト ココロ



実用新案登録
第3197296号

販売店


※価格には組立費は含まれていません。機器の仕様や価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。



グッドタイムリビング
大和証券グループ

本品は、株式会社モリトーと
グッドタイムリビング株式会社の
共同開発製品です。

1日に何度も使うものだから
すぐに使えるところに
置いておきたい。



収納タイプでお部屋もスッキリ
快適な介護空間を作ります



リフトを使わないお部屋では収納棚として使えます



1
扉を閉めれば
スッキリ収納



2
いつでも、すぐに
リフトが使える




3
そっとやさしく
よりそえる安心感




4
ベッドからトイレへ
素早く移動



5
トイレ介助が
楽々実現



6
リフトに乗ったまま、
洗面も手洗いも可能



いつでもすぐに
ベッドから車いすへ
移乗できます

● つるべーSセット Swing Lift CoCoRo ... 487,000円(非課税)
支柱は含まれます

● 支柱のみ 113,700円(税込)

※ 価格には家具類、吊り具、取付工事費は含まれておりません。
※ 機器の仕様や価格は予告なく変更することがありますのでご了承願います。
※ 人物画像はイメージです。