

摩擦を軽減し、少ない力で移動・移乗！ 移座えもん ローラ

新発売



製品仕様

 <p>移座えもん ROLA-1800</p>  <p>移座えもん ROLA-1000</p>	<p>《商品名》</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ROLA-1800 サイズ 1800×500×16mm 重量4.6kg ■ ROLA-1000 サイズ 1000×500×16mm 重量2.3kg <p>《仕様》</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 外布 ナイロン6 100% ■ 中板 硬質塩ビ低発泡板 ■ 中板密着カバー ターポリン ■ ハンドル ナイロン6 100% 赤 ■ クッション材 ウレタン
---	---

価格

ROLA-1800 79,500円(税別)	ROLA-1000 50,000円(税別)
-----------------------	-----------------------

- ベッドからストレッチャー、及びフルリクライニング車椅子への移乗に使用します。(橋渡す距離10cmまで可能)
- 防水性なので浴室でも使用できます。
- ご利用の際は、原則2名で使用してください。
- ナイロンシート外布、内布につきましては、交換可能で、別途購入できます。
- ROLA-1800は二つ折りができるので持ち運びに便利です。



お客様相談室：0120-65-2525
 E-mail: info@moritoh.co.jp
 モリトーホームページ: http://www.moritoh.co.jp
 本社: 愛知県一宮市東島町3-36
 FAX: 0586-72-4555
 営業所: 札幌. 仙台. 埼玉. 東京. 中部. 大阪. 岡山. 福岡

販売店