

車搭載型介護リフト
TSURUBE

V-LIFT



スライドドアミニバンに各車対応!!



脱着式リフトアーム



アクセサリーソケット給電



ワイヤレススイッチ

V-LIFT価格 (汎用車種対応タイプ)

620,000円

 (非課税)

専用スリングシート付属

(ハーフ or フルサイズいずれか1枚)

追加購入の場合 30,800円/枚

(税抜28,000円)

取付工賃別途

* 車体の形状により適合しない場合がございます
詳しくは認定取扱店にご相談ください

* 製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます

つるべー V-LIFT取付店

ロングドライブをもっと快適に!!

車搭載型介護リフト

TSURUBE

V-LIFT



介護 **される** メリット

- ✓ クルマのシートに座れるため
安定感があり乗り心地が良いです
- ✓ 脚が不自由な方でもご負担なく
移乗ができます
- ✓ ご家族と一緒にのスペースに乗車
できます

介助 **する** 方のメリット

- ✓ 抱き上げる必要はありません
介助者の負担を大幅に軽減できます
- ✓ クルマのシートに座れるため介助者
の目が届きます
- ✓ 現在お乗りのクルマに後付けする
ことができます

乗車ラクラク **3** ステップ



アームを支柱に
装着します



吊り具(スリング)の
ベルトをリフトの
ハンガーに引っか
け電動リフトで
持ちあげます



着席したらハンガーから吊
り具(スリング)
ベルトを外して
移乗完了

■製造元

■お客様相談室

■ホームページ

■E-mail

■本社

■営業所

MORITOH CORPORATION
株式会社 **モリト**

0120-65-2525

<http://www.moritoh.co.jp/>

info@moritoh.co.jp

〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36 TEL0586-71-6151 FAX0586-72-4555

札幌・仙台・埼玉・東京・中部・大阪・岡山・福岡

受付時間 9:00~17:00
(第2.4.5土曜、日曜定休)

安楽満
介護リフト
TSURUBE
介護リフトシリーズ