



車搭載型介護リフト V-LIFT

操作はワイヤレスリモコンで便利に

V-LIFT価格
680,000円
(非課税)

専用スリングシート付属
(ハーフorフルサイズ いずれか1枚)
追加購入の場合 33,000円/枚 (税抜 30,000円)

- * 別途取付け工賃が発生します。
- * 車種によっては上記商品が適合しない場合もございます。詳しくは販売店にご相談ください。
- * 製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。
- * 耐荷重 100kg

ワイヤレスリモコン



脱着式リフトアーム



付属品



アクセサリースocket
給電コントローラー



回転部保護カバー

取付け可能車

シエンタ・ノア・ヴォクシー・アルファード

介護される方のメリット



クルマのシートに座れるため
安定感があり乗り心地が良いです



脚が不自由な方でもご負担なく
移乗ができます



ご家族と一緒にのスペースに乗車
できます

介護する方のメリット



抱き上げる必要はありません
介助者の負担を大幅に軽減できます



クルマのシートに座れるため介助者
の目が届きます



現在お乗りのクルマに後付けする
ことができます

移乗ラクラク ③ ステップ

1



アームを支柱に装着します

2



吊り具（スリング）のベルトをリフトの
ハンガーに引っ掛け電動リフトで持ちあげます

3



着席したらハンガーから
吊り具（スリング）ベルトを外して乗車完了

車椅子から車への乗降案内



■製造元

■お客様相談室

■ホームページ

■E-mail

■本社



MORITOH CORPORATION

株式会社

モリトー



0120-65-2525

受付時間 9:00～17:00(第2.4.5土曜,日曜定休)

<http://www.moritoh.co.jp/>

info@moritoh.co.jp

〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36 TEL 0586-71-6151 FAX 0586-72-4555