

バッテリー寿命が大幅アップ! 管理も**超**楽に!

3年保証

耐荷重
120kg

介護保険
レンタル
対象

NEW
リチウム
イオン電池
搭載


Y6セット Li-PINK

小柄な介助者でも使いやすく、車椅子でも正面からアプローチできます



リチウムイオン電池は


- 軽い
- コンパクト
- 容量・性能アップ
2倍(当社比)




■ 押し易くなった
緊急停止ボタン



■ リチウムイオン電池を
充電器にセットするだけ
本体充電ではありません



■ 6輪キャスターで
軽々自在に小回り回転



■ 脚部は片手で軽く
2秒で開閉



■ 身体を引きずらず
自然な動きで吊上げます

リフト用デジタル体重計 MHS-2600 〈検定付〉



つるべに乗ったまま体重測定が可能。
体重測定が困難な方もリフト移乗時に測定できます。
BMI(体格指数)機能があり、栄養管理にも使用されています。


- 最小単位／100g
 - 電源／アルカリ単4乾電池6本
 - 風袋除去機能付き
- ※B・BBセット、Y4・Y6セット、TENIにお付けできます。



Y6セット Li-PINK 製品仕様

■ Y6セット Li-PINK 外観寸法図

(単位:mm)



■ Y6セット Li-PINK 仕様

昇降速度 上昇	36.3mm/sec
昇降速度 下降	37.2mm/sec
耐荷重	120kg
上下ストローク	約1,360mm
吊上げ高さ (最高)	床より 1,720mm
(最低)	床より 360mm
体重計装着時(最高)	床より 1,560mm
(最低)	床より 200mm
材 質	スチール

■ 搭載機能

緊急停止ボタン／エマージェンシースイッチ／クイックリリース／挟み込み防止／バッテリー残量表示

■ リチウムイオン電池仕様

型 式	BAL50
出力電源	25.2VDC
入力電源	29.4V
防水性能	IPX6
重 量	0.9kg

つるべY6セット Li-PINK
つるべ体重計付Y6Wセット Li-PINK
リチウムイオン電池
リフト用体重計(単品)



つるべY6セット(鉛電池タイプ)

製 造
発売元



MORITOH CORPORATION

株式会社 モリトー

■ 本 社／〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

お客様相談室
[24時間受付]

0120-65-2525

ホームページ

モリトー

で検索!

E-mail

info@moritoh.co.jp

■札幌営業所 ■埼玉営業所 ■中部営業所 ■岡山営業所
■仙台営業所 ■東京有明 ■大阪営業所 ■福岡営業所
ショールーム

■ 販売店