


■折り加工:A3二つ折り_横(紙のサイズ 297×420mm 仕上がりサイズ 210×297mm)




SAFETY SUSPENSION SYSTEM 安全懸架装置 TAN・POPO LINEUP

SS series

患者様の症状に合わせたリハビリテーションを可能にするラインナップをご用意しております。

耐荷重
100kg

レール走行式 追随型免荷リフト
SS-1000
レール走行式 免荷リフト(電動)
SS-450
レール走行式 免荷リフト(手動)
SS-300
レール走行式 セーフティタンブル
(安全な転倒)
SS-100 Safety Tumble
(いずれもオープン価格)



※設置場所によっては消防法によりスプリンクラーの移設工事が必要になる場合もございます。

TPP

TPPはフルオーダーの据置型免荷リフトです。(工事不要*)
オーダー製作ですので、5m・10m・15mなどリハビリ室に合わせた
最適な長さで製作可能です。また、1本走行と2本走行、XYレー
ル(パラレル)も選択可能です。4機種(SS-100・SS-300・
SS-450・SS-1000)全てのレール走行式リフトに対応しております。
価格は都度見積



SS/SPシリーズ
スプリングハンガー
歩行リハビリ専用開発されたスプリングハン
ガーは歩行時の動作に合わせスプリングが作用
する事で、より自然な歩行練習を実現します。
また、転倒時の衝撃を吸収します。
※免荷量計はオプションです。



パラレル
事例動画

SP series

体重を免荷することで、楽に快適な歩行を実現します。
TGは用途に合わせたサイズをご用意しております。

耐荷重
100kg

安全懸架式リハビリテーションリフト
TG-800 内寸 800mm
TG-1000 内寸 1,000mm
歩行リハビリ専用開発されたスプリ
ングハンガー採用で自然な歩行が可能。
125φのキャスター採用で滑らかな歩行
が可能。
高性能4輪キャスターの採用で、直進・自
在回転・停止の切替が可能。
スイッチ操作で容易に免荷量操作が
可能。
※レッドミルは
別売です。



免荷式リハビリテーションリフト
SP-2000
サスペンションリフト
オーバーハングの機構採用により、車い
すから垂直に立ち上がることができま
す。2,800mmレール採用で、最適位置
への移動が容易に行え、使用中の固定も
できます。動作解析装置との併用に最適
です。
※レッドミルは別売です。



安全懸架式リハビリテーションリフト TG-800	¥1,490,000	¥1,639,000(税込)
安全懸架式リハビリテーションリフト TG-1000	¥1,628,000	¥1,790,800(税込)
免荷式リハビリテーションリフト SP-2000	都度見積り	

SS/SPシリーズ
免荷量計 MHS-2600
※SS-100には
使用できません。




リフト用デジタル体重計 検定無し	
¥180,000	¥198,000(税込)

POPO series

体重を免荷しながら使用できるコンパクトなリフトです。

耐荷重
100kg

免荷式リフト
ポポ
popo Li
REH-100
LIV-100



施設導入事例動画
※免荷式歩行リフトPOPOは独立行政法人福祉医療機構
社会福祉振興助成事業の助成により開発されました。



OPTION		
サイド手すり 高さ3段階の調整が可能。	ハイアーム (身長の高い方用)	ワイヤレススイッチ HB200
免荷式歩行リフト POPO Li REH-100	¥942,000(非課税)	
免荷式歩行リフト POPO Li LIV-100	¥915,000(非課税)	
POPO LIV 脚部	¥75,000	¥82,500(税込)
POPO REH 脚部	¥102,000	¥112,200(税込)
POPO サイド手すり	¥105,000	¥115,500(税込)
POPO ハイアーム	¥69,000	¥75,900(税込)
ワイヤレススイッチ HB200	¥25,000	¥27,500(税込)

NURSING LIFT 介護リフト つるべ TSURUBE LINEUP

ベッドの重さを利用したベッド設置式介護リフト
新商品 つるべ BB1・BB2 セット

介護テクノロジー
移乗支援(非装着)
耐荷重
100~120kg



介護リフト つるべ BB1セット	¥649,400 (非課税)
介護リフト つるべ BB2セット	¥759,000 (非課税)

自宅のお風呂やトイレでも簡単に設置可能なリフト
つるべ F1・F2Rセット

介護テクノロジー
移乗支援(非装着)
耐荷重
100kg



介護リフト つるべ F1セット	¥728,600~ (非課税)
介護リフト つるべ F2Rセット	¥809,000~ (非課税)

介護リフト付きホーロー浴槽
OCTBATH


耐荷重
120kg
※2



介護リフト付きホーロー浴槽OCTBATH	¥2,100,000~	¥2,310,000~(税込)
----------------------	-------------	-----------------

室内空間を自在に移動できるレール走行リフト
つるべTEN


介護テクノロジー
移乗支援(非装着)
耐荷重
204kg



- 設置式の特徴
- 天井にレールを設置して部屋や廊下を移動できます。
- 据置式の特徴
- 工場の必要がない仕様や壁面固定の後施工も可能。
据置式2ポストと据置式4ポスト(XY型)がございます。

足元の開放と、旋回性の向上を追求した床走行式リフト
つるべ Y4・Y6 Safety Robotセット


介護テクノロジー
移乗支援(非装着)
耐荷重
120kg



介護リフト つるべ Y6 Li-PINK Safety Robo	¥863,000 (非課税)
----------------------------------	----------------

新商品 8輪のキャスターが最大耐荷重180kgを実現
つるべ Y8セット

耐荷重
180kg



介護リフト つるべ Y8セット Li-PINK	¥780,000 (非課税)
-------------------------	----------------

縁側、テラス、玄関などで使用できるリフト
つるべ U1・U2Rセット G2Rセット

介護テクノロジー
移乗支援(非装着)
耐荷重
100kg



介護リフト つるべ U1セット	¥713,000 (非課税)
介護リフト つるべ U2Rセット	¥789,000 (非課税)
介護リフト つるべ G2Rセット	¥610,000 (非課税)

楽しいカーライフを満喫できる
車搭載型介護リフト
つるべCセット
V-Lift

耐荷重
100kg



車搭載型介護リフト V-Lift	¥680,000 (非課税)
------------------	----------------

ワイヤレススイッチ HB200 適用機種: つるべシリーズ Y6 Li-PINK, OCTBATH 安全懸架シリーズ POPO Li, TGシリーズ	¥25,000	¥27,500(税込)
リフト用 デジタル体重計 MHS-2600 検定付	¥220,000	¥242,000(税込)
リフト用デジタル体重計 検定無し	¥180,000	¥198,000(税込)

免荷式歩行リフト POPO LiREH-100	¥942,000(非課税)	
免荷式歩行リフト POPO LiLIV-100	¥915,000(非課税)	
POPO LIV 脚部	¥75,000	¥82,500(税込)
POPO サイド手すり	¥105,000	¥115,500(税込)
POPO ハイアーム	¥69,000	¥75,900(税込)
ワイヤレススイッチ HB200	¥25,000	¥27,500(税込)

再入稿にならないためのポイントはこちら

■折り加工：A3二つ折り 横（紙のサイズ 297×420mm 仕上がりサイズ 210×297mm）

天

210mm

210mm

乗りごっこ、使い易さとことん極めたシャワーキャリー

安楽キャリー

安楽キャリーの特徴

- シートの張りを換えられるので体にフィットし、体圧が分散。乗り心地が抜群です。
- 4輪自在キャスター採用。後輪2輪が固定式のキャリーには不可能なその場での旋回・横移動が可能のため小スペースでの使用も難しくなく楽々。
- 6輪の採用で前輪のキャスターアップが可能になり、段差越えが楽にできます。
- 延長バー（オプション）を装着することで臀部・大腿部への体圧を分散し、一層乗り心地が快適になります。


シャワーキャリーリフト対応吊り具
安楽キャリー-Bタイプ 穴あき座面付

※穴あき座面付には、オプション延長バー（150mm/200mm）は使用できません。



シャワーキャリーリフト対応吊り具 安楽キャリー-Bタイプ 穴あき座面付

※穴あき座面付には、オプション延長バー（150mm/200mm）は使用できません。



シャワーキャリー 安楽キャリー-AAタイプ 一体型

※穴あき座面付には、オプション延長バー（150mm/200mm）は使用できません。



安楽キャリー-AAタイプ 一体型	¥156,200	¥171,820 (税込)
安楽キャリー-Bタイプ 分離型	¥239,800	¥263,780 (税込)
安楽キャリー-Bタイプ 穴あき座面付	¥255,200	¥280,720 (税込)

耐荷重
100kg

装着のしやすさと快適な乗り心地を追求した

スリング エヴァ/パオ

エヴァの特徴

- ベッド・車いす・お風呂などへの移乗に使用します。
- 車いすに座ったままでも着脱可能です。
- 軽くてしなやかなナイロン生地で装着が容易です。
- ストラップの長さ調整で細かな姿勢調整可能です。
- サイドメッシュで、入浴時の水抜きが容易にできます。

パオの特徴

- 主に居室でベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- 通気性と体圧分散機能で床ずれ予防効果があります。
- ツルベルトが外せるため移乗後邪魔になりにくいです。

パオメッシュの特徴

- 編み目織のシートタイプのスリングです。
- お風呂・ベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- グレーは、微妙なネックコントロールが可能で気管切開患者にも使用可能です。



スリング パオハーフ	PAO100	¥47,000	¥51,700 (税込)
スリング パオフル	PAO120	¥58,000	¥63,800 (税込)
スリング パオロング	PAO130	¥61,000	¥67,100 (税込)
スリング パオメッシュブルーハーフ	PAO140	¥42,000	¥46,200 (税込)
スリング パオメッシュブルーフル	PAO150	¥52,000	¥57,200 (税込)
休足スリング	PAO160	¥19,000	¥20,900 (税込)
スリング エヴァハーフ中	EVE210	¥42,000	¥46,200 (税込)
スリング エヴァハーフ小	EVE220	¥42,000	¥46,200 (税込)
スリング エヴァフル中	EVE240	¥52,000	¥57,200 (税込)
スリング エヴァフル小	EVE250	¥52,000	¥57,200 (税込)
スリング エヴァネックサポート	EVE260	¥13,000	¥14,300 (税込)
スリング パオメッシュグレーフル 中	PAO340	¥52,000	¥57,200 (税込)
スリング パオメッシュグレーフル 小	PAO350	¥52,000	¥57,200 (税込)
じょきん娘 トリガータイプ300ml		¥2,850	¥3,135 (税込)

歩けるスリング

ぶらん歩四角／ぶらん歩三角


ぶらん歩でゆらゆら揺れて気分転換

ぶらん歩の特徴

- ベッド周りをアクティブな生活空間に変える!
- 1日中ベッドと車椅子で長時間過ごされている方にとっても安全な座位移動が可能で、重度者の自立化支援の第一歩となります。

※ぶらん歩はリフトとセットで購入する場合はリフト1台につき1枚が非課税になります。

ぶらん歩 四角	¥43,000	¥47,300 (税込)
ぶらん歩 三角 (M)	¥43,000	¥47,300 (税込)
ぶらん歩 三角 (L)	¥43,000	¥47,300 (税込)




除菌・防カビスプレー じょきん娘(JOKINKO)

スリングや安楽キャリーのカビ・ウイルス対策として効果が期待できます。繊維・金属を腐食させません。成分はメルカプトヒリジノキシド系複合抗菌剤です。




シートとボードとグローブで移動・移乗

移座えもん




移座えもんシートBLACK 介護保険レンタル対象

- 筒状に縫製され、キャタピラーのようにローリングしながら、少しの力だけでスライドし、移動・移乗を容易にします。
- ナイロンに特殊コーティングを施し、低コスト化を実現しました。
- 折りたためばポケットやハンドバッグに入ります。



移座えもんシートBLACK S	¥2,500	¥2,750 (税込)
移座えもんシートBLACK M	¥3,000	¥3,300 (税込)
移座えもんシートBLACK ML	¥5,500	¥6,050 (税込)
移座えもんシートBLACK L	¥7,500	¥8,250 (税込)




移座えもんグローブ 介護保険レンタル対象

手袋状に縫製され体の下に差し込むことで、ベッド上での左右の移動が簡単にできます。ナイロン製



移座えもんグローブ	¥2,000	¥2,200 (税込)
-----------	--------	-------------




移座えもんシーグロ 介護保険レンタル対象

75×70cm

- 移座えもん「シート」と「グローブ」が一体化しました。手を入れるポケットが3ヶ所付いて使いやすく便利です。

移座えもんシーグロ	¥4,000	¥4,400 (税込)
-----------	--------	-------------




移座えもんローラ 介護保険レンタル対象

移座えもんローラ1800 180×50×1.6cm折畳み寸法90cm
移座えもんローラ1000 100×50×1.6cm折畳み寸法50cm

- ベッドからストレッチャー、リクライニング車いすへの移乗ができます。
- 2つ折りができるので持ち運びに便利です。

移座えもんローラ ROLA-1000	¥50,000	¥55,000 (税込)
移座えもんローラ ROLA-1800	¥79,500	¥87,450 (税込)



移座えもんヒップベルト

- 移座えもんシートと使って、ベッドの上方向移動をするときに、臀部に掛け、肘を伸ばして引くように使用します。
- 少ない力で腰を伸ばして使用できます。

移座えもんヒップベルト	¥12,000	¥13,200 (税込)
-------------	---------	--------------

サスペンションリフト／免荷式POPO 専用共通ハーネス



SP用
ハーネスハイブリッド
対象者：軽度～重度者向け

ハーネス
スーパーライト
対象者：軽度者向け
※POPOでは使用できません。

「安・楽・満」
安心と楽と満足を提供し、安らぎと楽しみが
満ち溢れた社会を創造します。

ハーネスベスト(TSV)

※ハーネスベスト(TSV)は対応
豊田総合病院・東分院(リハビリテーション科)との共同
発製品です。
※介護保険購入対象外です。

ハーネスハイブリッドSS POPO用 OR SP用	HV-100	¥60,900	¥66,990 (税込)
ハーネスハイブリッドS POPO用 OR SP用	HV-110	¥60,900	¥66,990 (税込)
ハーネスハイブリッドM POPO用 OR SP用	HV-120	¥60,900	¥66,990 (税込)
ハーネスハイブリッドL POPO用 OR SP用	HV-130	¥60,900	¥66,990 (税込)
ハーネスハイブリッドLL POPO用 OR SP用	HV-140	¥60,900	¥66,990 (税込)
ハーネスライトSS POPO用 OR SP用	L-100	¥48,300	¥53,130 (税込)
ハーネスライトS POPO用 OR SP用	L-110	¥48,300	¥53,130 (税込)
ハーネスライトM POPO用 OR SP用	L-120	¥48,300	¥53,130 (税込)
ハーネスライトL POPO用 OR SP用	L-130	¥48,300	¥53,130 (税込)
ハーネススーパーライトS	SL-110	¥36,750	¥40,425 (税込)
ハーネススーパーライトM	SL-120	¥36,750	¥40,425 (税込)
ハーネススーパーライトL	SL-130	¥36,750	¥40,425 (税込)
ハーネスベスト(TSV)M	V-120	¥60,900	¥66,990 (税込)
ハーネスベスト(TSV)L	V-130	¥60,900	¥66,990 (税込)

介護テクノロジ 移乗支援(非装置)

※ハーネスベスト(TSV)を除く。

介護保険購入対象品

耐荷重
100kg

移座えもんシートと 移座えもんボードを併用 (移座えもんシートBlack Lサイズ付)	¥36,800	¥40,480 (税込)
移座えもんボードホワイト800(脚部用ボード) 30×80cm	¥9,000	¥9,900 (税込)
移座えもんボードホワイト1000ES (移座えもんシートBlack Lサイズ付)	¥36,800	¥40,480 (税込)
移座えもんボードホワイト800	¥9,000	¥9,900 (税込)
移座えもんボード 50×100cm	¥18,000	¥19,800 (税込)

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

移座えもんボード

地

再入稿にならないためのポイントはこちら