

SPシリーズ TGウォーク

安全懸架式リハビリテーションリフト

アームリフトとスプリングハンガーで安定した免荷歩行ができます



- スプリングハンガー採用で自然な歩行が可能
- φ125のキャスター採用で滑らかな走行が可能
- 高機能4輪キャスターの採用で、直進、自在回転、停止の切り替えが可能
- スイッチ操作で容易に免荷量調整が可能
- 本体高さが1960mmでリハビリ室からの移動が可能
- 緊急停止ボタン設置
- 用途に合わせた2サイズ



緊急停止ボタン



リチウムイオン電池
●充電器にセットして
充電します



スプリングハンガー
●免荷量計は
オプション品です

製品仕様

- アーム上下動はスイッチ操作式
- 4輪キャスター(直進、自在回転、停止)
- フロントグリップ(標準品)
990~1300mm
- サイドグリップ
(オプションにつき別途購入)
- スプリングハンガー採用
- リチウムイオンバッテリー搭載

サイドグリップ(オプション)




免荷式トレッドミル歩行(BWSTT)

TG-1000/800+PP-Tread(トレッドミル)



PP-Treadとの組み合わせで省スペースでのリハビリテーションが可能
TG-800はPP-Tread(手すり無)との組み合わせになります

製品寸法(mm)



MORITOH CORPORATION

株式会社

モリト

お客様相談室

ロゴ ニコニコ

0120-65-2525

[ホームページ] <http://www.moritoh.co.jp/>



お求めは

■本社 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36 TEL:0586-71-6151 FAX:0586-72-4555

■営業所 / 札幌 / 仙台 / 埼玉 / 中部 / 大阪 / 岡山 / 福岡 / 東京有明
ショールーム