



**SAFETY SUSPENSION SYSTEM**  
安全懸架装置  
**TAN・POPO LINEUP**  
単歩歩

**SS series**

患者様の症状に合わせたリハビリテーションを可能にするラインナップをご用意しております。

耐荷重 100kg


レール走行式 追従型免荷リフト  
**SS-1000**

レール走行式 免荷リフト(電動)  
**SS-450**

レール走行式 免荷リフト(手動)  
**SS-300**

レール走行式 セーフティタンブル  
(安全な転倒)  
**SS-100 Safety Tumble**

(いずれもオープン価格)



\*設置場所によっては消防法によりスプリンクラーの移設工事が必要になる場合もございます。

**TPP**

TPPはフルオーダーの据置型免荷リフトです。(工事不要\*)  
オーダー製作ですので、5m・10m・15mなどリハビリ室に合わせて最適な長さで製作可能です。また、1本走行と2本走行、XYレール(パラレル)も選択可能です。4機種(SS-100・SS-300・SS-450・SS-1000)全てのレール走行式リフトに対応しております。価格は都度見積



パラレル事例動画



**SS/SPシリーズ  
スプリングハンガー**

歩行リハビリ専用が開発されたスプリングハンガーは歩行時の動作に合わせスプリングが作用する事で、より自然な歩行練習を実現します。また、転倒時の衝撃を吸収します。  
\*免荷量計はオプションです。



**SS/SPシリーズ  
免荷量計 MHS-2600**

\*SS-1000には使用できません。

リフト用デジタル体重計 検定無し  
¥180,000 ¥198,000(税込)

**POPO series**

体重を免荷しながら使用できるコンパクトなリフトです。

耐荷重 100kg

免荷式リフト  
**popoLi**  
**REH-100**  
**LIV-100**

介助者用手元スイッチ



ハンドル



免荷表示パネル

施設導入事例動画


\*免荷式歩行リフトPOPOは独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業の助成により開発されました。

後輪キックスター(REH)  
3段切替式

- ①フリー(前進・後進)
- ②逆転防止(前進のみ)
- ③前進負荷付(前進のみ)

後輪自在キックスター(LIV)  
③インチキックスター採用

- 小回り可能
- ベッドサイドでの使用が容易



**OPTION**



サイド手すり  
高さ3段階の調整が可能。



ハイアーム  
(身長の高い方用)



ワイヤレススイッチ  
HB200

免荷式歩行リフト POPO Li REH-100	¥942,000(非課税)
免荷式歩行リフト POPO Li LIV-100	¥915,000(非課税)
POPO LIV 脚部	¥75,000 ¥82,500(税込)
POPOサイド手すり	¥105,000 ¥115,500(税込)
POPOハイアーム	¥69,000 ¥75,900(税込)
ワイヤレススイッチ HB200	¥25,000 ¥27,500(税込)

**SP series**

体重を免荷することで、楽に快適な歩行を実現します。TGは用途に合わせたサイズをご用意しております。

耐荷重 100kg

安全懸架式リハビリテーションリフト

**TG-800** 内寸 800mm  
**TG-1000** 内寸 1,000mm

歩行リハビリ専用が開発されたスプリングハンガー採用で自然な歩行が可能。125φのキャスター採用で滑らかな歩行が可能。高機能4輪キャスターの採用で直進・自在回転・停止の切替が可能。スイッチ操作で容易に免荷量操作が可能。  
\*トレッドミルは別売です。



免荷式リハビリテーションリフト

**SP-2000**  
サスペンションリフト

オーバーハングの機構採用により、車いすから垂直に立ち上がることが出来ます。2,800mmレール採用で、最適位置への移動が容易に行え、使用中の固定も出来ます。動作解析装置との併用に最適です。  
\*トレッドミルは別売です。



安全懸架式リハビリテーションリフト TG-800	¥1,490,000	¥1,639,000(税込)
安全懸架式リハビリテーションリフト TG-1000	¥1,628,000	¥1,790,800(税込)
免荷式リハビリテーションリフト SP-2000	都度見積り	

**つるべー BB1セット**

ベッドの重さを利用したベッド設置式介護リフト

耐荷重 120kg

耐荷重120kg  
超薄型ベースでスムーズ移乗

介護保険レンタル対象



介護リフト つるべー BB1セット

¥649,400 (非課税)



**つるべー F1・F2Rセット**

自宅のお風呂やトイレでも簡単に設置可能なリフト

耐荷重 100kg

ユニットバスにも設置できます。

介護保険レンタル対象



介護リフト つるべー F1セット  
介護リフト つるべー F2Rセット

¥662,600~ (非課税)  
¥736,300~ (非課税)



**OCTBATH**

介護リフト付きホーロー浴槽


耐荷重 120kg

置くだけのオクトバス  
給排水工事不要\*1 / 電源工事不要



介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH

¥2,100,000~ ¥2,310,000~ (税込)



**つるべー TEN**

室内空間を自在に移動できるレール走行リフト

耐荷重 204kg

レールの長さで移動範囲のニーズに対応できます。

設置式の特徴

- 天井にレールを設置して部屋や廊下を移動できます。

据置式の特徴

- 工場の必要がない仕様や壁面固定の後施工も可能。据置式2ポストと据置式4ポスト(XY型)がご用意です。



**NURSING LIFT**  
介護リフト

**つるべー  
TSURUBE LINEUP**

足元の開放と、旋回性の向上を追求した床走行式リフト

**つるべー Y4・Y6 Safety Robotセット**

耐荷重 120kg

小柄な介助者でも使いやすく、車椅子でも正面からアプローチできます。床からの移乗にも適しています。

介護保険レンタル対象



介護リフト つるべー Y6 Li-PINK Safety Robo

¥785,400 (非課税)



**つるべー Y8 セット**

耐荷重 180kg

8輪のキャスターが最大耐荷重180kgを実現

脚部を延伸し重心バランスを最適化したことで180kgの耐荷重を実現しました。重荷重時でも8輪低床キャスター(67mm)により軽快な取り回しができます。

縁側、テラス、玄関などで使用できるリフト

**つるべー U1・U2Rセット G2Rセット**

耐荷重 100kg

アンカーボルトの固定もありますが、基礎を埋め込む方法もあります。取り付け方法は別途ご相談下さい。

介護保険レンタル対象



介護リフト つるべー U1セット  
介護リフト つるべー U2Rセット  
介護リフト つるべー G2Rセット

¥648,300 (非課税)  
¥717,600 (非課税)  
¥554,800 (非課税)



楽しいカーライフを満喫できる車搭載型介護リフト

**つるべー Cセット V-Lift**

耐荷重 100kg

車の改造をすることなく、スライドドア方式のミニバンタイプに設置可能です。

車搭載型介護リフト V-Lift



¥680,000 (非課税)

**ワイヤレススイッチ HB200**

適用機種：つるべーシリーズ Y6 Li-PINK、OCTBATH 安全懸架シリーズ POPO Li、TGシリーズ

ワイヤレススイッチ HB200  
¥25,000 ¥27,500(税込)

**リフト用デジタル体重計 MHS-2600**

リフト用デジタル体重計 検定付

¥220,000 ¥242,000(税込)

リフト用デジタル体重計 検定無し

¥180,000 ¥198,000(税込)

乗りごこち、使い易さとことん極めたシャワーキャリー

## 安楽キャリー

### 安楽キャリーの特徴

- シートの張りを換えられるので体にフィットし、体圧が分散。乗り心地が抜群です。
- 4輪自在キャスター採用。後輪2輪が固定式のキャリーには不可能なその場での旋回・横移動が可能。そのため狭いスペースでの使用も難しくなく楽々。
- 6輪の採用で前輪のキャスターアップが可能になり、段差越えが楽にできます。
- 延長バー(オプション)を装着することで臀部・大腿部への体圧を分散し、一層乗り心地が快適になります。

シャワーキャリーリフト対応吊り具  
安楽キャリー-Bタイプ穴あき座面付



※穴あき座面付には、オプション延長バー(150mm/200mm)は使用できません。



## スリング エヴァ/パオ

### エヴァの特徴

- ベッド・車いす・お風呂などへの移乗に使用します。
- 車いすに座ったままで着脱可能です。
- 軽くてしなやかなナイロン生地で装着が容易です。
- ストラップの長さ調整で細かな姿勢調整可能です。
- サイドメッシュで、入浴時の水抜きが容易にできます。

### パオの特徴

- 主に居室でベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- 通気性と体圧分散機能で床ずれ予防効果があります。
- ツルベルトが外れるため移乗後邪魔になりません。

### パオメッシュの特徴

- 編み目織のシートタイプのスリングです。
- お風呂・ベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- グレーは、微妙なネックコントロールが可能で気管切開患者にも適用可能です。



スリング パオハーフ	PA0100	¥47,000	¥51,700(税込)
スリング パオフル	PA0120	¥58,000	¥63,800(税込)
スリング パオロング	PA0130	¥61,000	¥67,100(税込)
スリング パオメッシュブルーハーフ	PA0140	¥42,000	¥46,200(税込)
スリング パオメッシュブルーフル	PA0150	¥52,000	¥57,200(税込)
休足スリング	PA0160	¥19,000	¥20,900(税込)
スリング エヴァハーフ中	EVE210	¥42,000	¥46,200(税込)
スリング エヴァハーフ小	EVE220	¥42,000	¥46,200(税込)
スリング エヴァフル中	EVE240	¥52,000	¥57,200(税込)
スリング エヴァフル小	EVE250	¥52,000	¥57,200(税込)
スリング エヴァネックサポート	EVE260	¥13,000	¥14,300(税込)
スリング パオメッシュグレーフル 中	PA0340	¥52,000	¥57,200(税込)
スリング パオメッシュグレーフル 小	PA0350	¥52,000	¥57,200(税込)
じょきん娘 トリガータイプ 300ml		¥2,850	¥3,135(税込)

### 歩けるスリング

## ぶらん歩 四角/ぶらん歩 三角


ぶらん歩でゆらゆら揺れて気分転換

### ぶらん歩の特徴

- ベッド周りをアクティブな生活空間に変える!
- 1日中ベッドと車椅子で長時間過ごされている方にとっても安全な座位移動が可能で、重度者の自立化支援の第一歩となります。

※ぶらん歩はリフトとセットで購入する場合はリフト1台につき1枚が非課税になります。

ぶらん歩 四角	¥43,000	¥47,300(税込)
ぶらん歩 三角(M)	¥43,000	¥47,300(税込)
ぶらん歩 三角(L)	¥43,000	¥47,300(税込)



介護テクノロジー  
移乗支援(非装着) ※AAタイプ

介護保険購入対象品 耐荷重 100kg

### シャワーキャリーリフト対応吊り具 安楽キャリー-Bタイプ 分離型



上部(背部)と下部(白車)が分離可能なタイプで分離。座面を4段階で吊り上げることが出来ます。

### シャワーキャリー 安楽キャリー-AAタイプ 一体型




ヒヤッと感が少ないシート

安楽キャリー-AAタイプ 一体型	¥156,200	¥171,820(税込)
安楽キャリー-Bタイプ 分離型	¥239,800	¥263,780(税込)
安楽キャリー-Bタイプ穴あき座面付	¥255,200	¥280,720(税込)

介護テクノロジー  
移乗支援(非装着) 耐荷重 140kg



エヴァ ハーフ 首や体幹の支持力が比較的にある方に使用します。  
エヴァ フル 首や体幹の支持力が比較的に弱い方に使用します。頸部保持機能により過屈曲を抑制。  
エヴァ ネックサポート エヴァハーフを使用している、首や体幹の支持力が比較的に弱くなってきた場合に使用します。



パオ ハーフ 首や体幹の支持力が比較的にしっかりした方に使用します。  
パオ フル 比較的首の廻り回りの悪い方に使用します。



### 休足スリング

- 水平状態でも楽に移乗できます。
- 尖足(せんぞく)の予防に効果的です。
- パオの乗り心地がさらに良くなります。

### 除菌・防カビスプレー じょきん娘(JOKINKO)

スリングや安楽キャリーのカビ・ウイルス対策として効果が期待できます。繊維・金属を腐食させません。成分はメルカプトピリジジオキソド系複合抗菌剤です。


シートとボードとグローブで移動・移乗

## 移座えもん



### 移座えもんシートBLACK 介護保険レンタル対象

- 筒状に縫製され、キャブライナーのようにローリングしながら、少しの力だけでスライドし、移動・移乗を容易にします。
- ナイロンに特殊コーティングを施し、低コスト化を実現しました。
- 折りたたみばポケットやハンドバッグに入ります。



移座えもんシートBLACK S	¥2,500	¥2,750(税込)
移座えもんシートBLACK M	¥3,000	¥3,300(税込)
移座えもんシートBLACK ML	¥5,500	¥6,050(税込)
移座えもんシートBLACK L	¥7,500	¥8,250(税込)




### 移座えもんグローブ 介護保険レンタル対象

- 手袋状に縫製され体の下に差し込むことで、ベッド上での左右の移動が簡単に出来ます。ナイロン製



移座えもんグローブ	¥2,000	¥2,200(税込)
-----------	--------	------------



### 移座えもんシーグロ 介護保険レンタル対象

- 移座えもん「シート」と「グローブ」が一体化しました。手を入れるポケットが3ヶ所付いて使いやすいです。

移座えもんシーグロ	¥4,000	¥4,400(税込)
-----------	--------	------------




### 移座えもんローラ 介護保険レンタル対象

移座えもんローラ1800 180×50×1.6cm折畳み寸法 90cm  
移座えもんローラ1000 100×50×1.6cm折畳み寸法 50cm

- ベッドからストレッチャー、リクライニング車いすへの移乗ができます。
- 2つ折りができるので持ち運びに便利です。


移座えもんローラ ROLA-1000	¥50,000	¥55,000(税込)
移座えもんローラ ROLA-1800	¥79,500	¥87,450(税込)



### 移座えもんヒップベルト

- 移座えもんシートを使って、ベッドの上方向移動をするときに、臀部に掛け、肘を伸ばして引くように使用します。
- 少ない力で腰を伸ばして使用できます。

移座えもんヒップベルト	¥12,000	¥13,200(税込)
-------------	---------	-------------



### 移座えもんボードブルー 介護保険レンタル対象

- ヒップラインカットにより、ボードの挿入位置がわかりやすい。
- 折りたたみできるので、収納時コンパクトになります。

移座えもんボードブルー	¥16,000	¥17,600(税込)
-------------	---------	-------------

### 移座えもんボードホワイト 介護保険レンタル対象

移座えもんボードホワイト1000ES 45×100cm (移座えもんシートBlack Lサイズ付)  
移座えもんボードホワイト800 (脚部用ボード) 30×80cm

- 1600gと超軽量。取り回し易く片手で操作できます。
- しなやかで、曲げにも強い性質を持っています。
- 洗浄消毒は、消毒用エタノール等をご使用下さい。
- 材質は、PVC低発泡板です。

移座えもんボードホワイト1000ES (移座えもんシートBlack Lサイズ付)	¥36,800	¥40,480(税込)
移座えもんボードホワイト800	¥9,000	¥9,900(税込)

移座えもんパッド 50×100cm

- 移乗の際、ご本人の体まで手が届かない無理な姿勢を解消できます。少人数で安全な移乗が可能になります。

移座えもんパッド	¥18,000	¥19,800(税込)
----------	---------	-------------

## サスペンションリフト/免荷式POPO 専用共通ハーネス

介護テクノロジー  
移乗支援(非装着) ※ハーネスベスト(TSV)を除く。 介護保険購入対象品 耐荷重 100kg



ハーネス ハイブリッド SS POPO用 OR SP用	HV-100	¥60,900	¥66,990(税込)
ハーネス ハイブリッド S POPO用 OR SP用	HV-110	¥60,900	¥66,990(税込)
ハーネス ハイブリッド M POPO用 OR SP用	HV-120	¥60,900	¥66,990(税込)
ハーネス ハイブリッド L POPO用 OR SP用	HV-130	¥60,900	¥66,990(税込)
ハーネス ハイブリッド LL POPO用 OR SP用	HV-140	¥60,900	¥66,990(税込)
ハーネス ライトS POPO用 OR SP用	L-110	¥48,300	¥53,130(税込)
ハーネス ライトM POPO用 OR SP用	L-120	¥48,300	¥53,130(税込)
ハーネス ライトL POPO用 OR SP用	L-130	¥48,300	¥53,130(税込)
ハーネススーパーライトS	SL-110	¥36,750	¥40,425(税込)
ハーネススーパーライトM	SL-120	¥36,750	¥40,425(税込)
ハーネススーパーライトL	SL-130	¥36,750	¥40,425(税込)
ハーネスベスト(TSV) M	V-120	¥60,900	¥66,990(税込)
ハーネスベスト(TSV) L	V-130	¥60,900	¥66,990(税込)

製造発売元 MORITOH CORPORATION 株式会社モリト

「安・楽・満」  
安心と楽と満足を提供し、安らぎと楽しみが  
満ち溢れた社会を創造します。

■本 社 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36 FAX(0586)72-4555  
■営業所 / 札幌・仙台・埼玉・中部・大阪・岡山・福岡  
東京有明ショールーム  
研修センター / 信濃大町研修センター

お客様相談室 [24時間受付]  
モリトホームページ  
Email info@moritoh.co.jp

ホームページ

