

病院、施設、在宅介護に最適な設置型リフト。設置が簡単で低コスト。

ベッド用設置型リフト

# BB1



介護リフトの専門メーカー  
MORITOH CORPORATION  
株式会社

# モリト

お客様相談室

0120-65-2525

ローゴ ニコニコ

〒491-0074 愛知県一宮市東島町 3-36  
営業所：札幌・仙台・埼玉・東京・中部・大阪・岡山・福岡




HP

# ベッド用設置型リフト BB1

## ここがポイント!

◆ 支柱(回転ポスト)は、  
介助の邪魔にならないよう  
ベッド四隅のいずれかに設置  
が可能!!


◆ ベッドを乗せるベースの厚さは  
わずか3mm。



〔 病院や施設のキャスター付きベッドの場合は、  
ベッドを押すだけでベースに乗り簡単にリフト  
とドッキングが可能。 〕


◆ 蹴込部分を奥に配置することで  
足先が当たりにくい設計。

◆ ベッドでの着地は誰でも容易に  
ベストポイントへ移乗可能!



ベースの厚さが3mm、  
キャスター付きのベッドを  
押してベースに乗せること  
が可能。

6畳間取り



◆ アームの長さは中心から1050mm。  
◆ 最大使用体重120kg。

◆ モーター位置の変更でサイドレール  
がモーターに干渉しない。  
◆ モーター周りの空間が広がった。