



世界初! サスペンションアーム採用のコンパクトな免荷式リフト。

安全な立ち上がり、自然な歩行をサポート。

左右独立懸架のサスペンションで0~40kg免荷の自然な歩行ができ、その上、転倒リスクを大幅に軽減します。



施設導入事例動画



POPO series 体重を免荷しながら使用できるコンパクトなリフトです。

ボポ popoLi REH-100 / LIV-100



※免荷式歩行リフトPOPOは独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業の助成により開発されました。

免荷式歩行リフト POPO Li REH-100	¥942,000 (非課税)
免荷式歩行リフト POPO Li LIV-100	¥915,000 (非課税)
免荷式歩行リフト POPO Li REH-200	¥1,047,000 (非課税)
免荷式歩行リフト POPO Li LIV-200	¥1,020,000 (非課税)
POPO LIV脚部	¥82,500 (税込) / ¥75,000 (税抜)
POPO REH脚部	¥112,200 (税込) / ¥102,000 (税抜)



サスペンションアームの採用
特許取得済

世界初!



OPTION

サイド手すり
高さ3段階の調整が可能。

¥115,500 (税込)

ハイアーム
(身長の高い方用)

¥75,900 (税込)

ワイヤレススイッチ HB200

¥27,500 (税込)

サスペンションリフト/免荷式リフトPOPO 専用共通ハーネス



POPO用 SP用

ハーネスハイブリッド 対象者:軽度~重度者向け

HV-100(SS) 大腿部を覆うタイプで多くの免荷重を必要とする方にも使用できます。
HV-110(S) 座骨支持ベルトの採用で足の振出しをサポートします。
HV-120(M) そけい部への圧迫がなく快適な装着感が得られます。
HV-130(L)
HV-140(LL)

¥66,990 (税込) / ¥60,900 (税別)



ハーネスライト 対象者:軽度~中度者向け

L-110(S) クロッチベルトをそけい部に通すタイプで装着はとても簡単です。車いすに座った状態でも着脱が容易に行えます。クロッチベルトは脱着性と装着性の良い材質を採用しています。
L-120(M)
L-130(L)

¥53,130 (税込) / ¥48,300 (税別)



ハーネススーパーライト 対象者:軽度者向け

SL-110(S) 懸架専用となり、転倒時のサポートとして使用します。ウエストに巻くだけのシンプル装着、後方2本ベルトは歩行の視界を妨げません。免荷機能としてはご使用頂けません。
SL-120(M)
SL-130(L)

※POPOではご使用頂けません。

¥40,425 (税込) / ¥36,750 (税別)



ハーネスベスト (TSV)

V-120(M) 体幹パーツは、肩甲骨内転、胸椎伸展、腰圧補助機能を有し、ハーネスハイブリッドとの組合せでのBWSTTでは、安定した歩行と体幹伸展・動揺軽減効果が得られます。単独歩行での使用も可能です。
V-130(L)

¥66,990 (税込) / ¥60,900 (税別)

ハーネス適合サイズ一覧

サイズ	ハーネスハイブリッド
SS	ウエストサイズ 約55~65cm
S	ウエストサイズ 約65~75cm
M	ウエストサイズ 約75~90cm
L	ウエストサイズ 約90~100cm
LL	ウエストサイズ 約100~110cm

サイズ	ハーネスライト
S	腸骨周りサイズ 約72~86cm
M	腸骨周りサイズ 約86~100cm
L	腸骨周りサイズ 約100~114cm

サイズ	ハーネススーパーライト
S	ウエストサイズ 約53~65cm
M	ウエストサイズ 約68~88cm
L	ウエストサイズ 約88~105cm

※サイズ表記目安数字となります。