

病院、施設、在宅介護に最適な設置型リフト。設置が簡単で低コスト。

ベッド用設置型リフト **BB1**



介護リフトの専門メーカー
MORITOH CORPORATION

株式会社

モリトー

お客様相談室



0120-65-2525

ロゴ ニコニコ

〒491-0074 愛知県一宮市東島町 3-36
営業所：札幌・仙台・埼玉・東京・中部・大阪・岡山・福岡




HP

ベッド用設置型リフト BB1

ここがポイント!

- ◆ 支柱(回転ポスト)は、介助の邪魔にならないようベッド四隅のいずれかに設置が可能!!


- ◆ ベッドを乗せるベースの高さはわずか3mm。



〔病院や施設のキャスター付きベッドの場合は、ベッドを押すだけでベースに乗り簡単にリフトとドッキングが可能。〕


- ◆ 蹴込部分を奥に配置することで足先が当たりにくい設計。

- ◆ ベッドでの着地は誰でも容易にベストポイントへ移乗可能!



ベースの厚さが3mm、キャスター付きのベッドを押してベースに乗せることが可能。

6畳間取り



- ◆ アームの長さは中心から1050mm。
- ◆ 最大使用体重120kg。

- ◆ モーター位置の変更でサイドレールがモーターに干渉しない。
- ◆ モーター周りの空間が広がった。