



SAFETY SUSPENSION SYSTEM

安全懸架装置

TAN・POPO LINEUP

単 歩 歩

製品価格表



SS series

患者様の症状に合わせたリハビリテーションを可能にするラインナップをご用意しております。

レール走行式 追従型免荷リフト

SS-1000



レール走行式 免荷リフト(電動)

SS-450




レール走行式 免荷リフト(手動)

SS-300



レール走行式 セーフティタンブル(安全な転倒)

SS-100 Safety Tumble



スプリングハンガー
歩行リハビリ専用開発されたスプリングハンガーは歩行時の動作に合わせスプリングが作用する事で、より自然な歩行練習を実現します。
また、転倒時の衝撃を吸収します。
※免荷量計はオプションです。

SS/SPシリーズ 免荷量計 MHS-2600

※SS-100には使用できません。



パラレル事例動画



※設置場所によっては消防法によりスプリンクラーの移設工事が必要になる場合もございます。

TPP

TPPはフルオーダーの据置型免荷リフトです。(工事不要*)
オーダー製作ですので、5m・10m・15mなどリハビリ室に合わせて最適な長さで製作可能です。また、1本走行と2本走行、XYレール(パラレル)も選択可能です。4機種(SS-100・SS-300・SS-450・SS-1000)全てのレール走行式リフトに対応しております。



SP series

体重を免荷することで、楽に快適な歩行を実現します。TGは用途に合わせたサイズをご用意しております。



安全懸架式リハビリテーションリフト

TG-800 内寸 800mm

TG-1000 内寸 1,000mm

歩行リハビリ専用開発されたスプリングハンガー採用で自然な歩行が可能。
125φのキャスター採用で滑らかな歩行が可能。
高性能4輪キャスターの採用で直進・自在回転・停止の切替が可能。
スイッチ操作で容易に免荷量操作が可能。

※トレッドミルは別売です。



免荷式リハビリテーションリフト

SP-2000

サスペンションリフト

オーバーハングの機構採用により、車いすから垂直に立ち上がることができます。
2,800mmレール採用で、最適位置への移動が容易に行え、使用中の固定もできます。動作解析装置との併用に最適です。

※トレッドミルは別売です。



POPO series

体重を免荷しながら使用できるコンパクトなリフトです。

免荷式リフト
ポポ
popoLi
REH-100
LIV-100

介助者用
手元スイッチ

免荷量表示パネル

後輪キャスター (REH) 3段切替式
① フリー(前進・後進)
② 逆転防止(前進のみ)
③ 前進負荷付(前進のみ)

後輪自在キャスター (LIV)
○ 3インチキャスター採用
○ 小回り可能
○ ベッドサイドでの使用が容易

前輪用
手元切替レバー
上段: プレーキ
中段: 自由走行
下段: 直進走行

施設導入事例動画

※免荷式歩行リフトPOPOは独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業の助成により開発されました。

Treadmill series

リハビリテーション対応トレッドミル

PP-Tread

初速0.2km/hの低速走行と走行面145mmの低床型トレッドミルです。業務用モーター採用で長時間連続使用が可能です。
簡単な操作パネルとシンプルなデザインで使いやすさを追求しました。
操作パネルと支柱を外せば完全フラット状態としてご使用いただけます。操作パネルは回転と着脱が可能です。




ベッドの重さを利用したベッド設置式介護リフト

つるべー B・BBセット

様々な介護ベッドに使用できるよう長さ・幅の調整が可能。

介護保険レンタル対象



耐荷重
100kg



自宅のお風呂やトイレでも簡単に設置可能なリフト

つるべー F1・F2Rセット

ユニットバスにも設置できます。

介護保険レンタル対象



耐荷重
100kg

介護リフト付きホーロー浴槽

OCTBATH

置くだけのオクトバス
給排水工事不要*1 / 電源工事不要



※1 給湯、排水設備は必要です。
※2 お湯を張った状態での耐荷重です。



耐荷重
120kg
※2

室内空間を自在に移動できるレール走行リフト

つるべー TEN

耐荷重
204kg

レールの長さで移動範囲のニーズに対応できます。

設置式の特徴

- 天井にレールを設置して部屋や廊下を移動できます。

据置式の特徴

- 工事の必要がない仕様や壁面固定の後施工も可能。
据置式2ポストと据置式4ポスト(XY型)がございます。



NURSING LIFT

介護リフト

つるべー

TSURUBE LINEUP

製品価格表



足元の開放と、旋回性の向上を追求した床走行式リフト

つるべー Y4・Y6 Safety Robotセット

耐荷重
120kg

小柄な介助者でも使いやすく、車椅子でも正面からアプローチできます。床からの移乗にも適しています。

介護保険レンタル対象



縁側、テラス、玄関などで使用できるリフト

つるべー U1・U2Rセット G2Rセット

耐荷重
100kg

アンカーボルトの固定もありますが、基礎を埋め込む方法もあります。取り付け方法は別途ご相談下さい。

介護保険レンタル対象

※地域により条件が異なります。市町村窓口でご相談ください。



楽しいカーライフを満喫できる車搭載型介護リフト

つるべー Cセット V-Lift

耐荷重
100kg

車の改造をすることなく、スライドドア方式のミニバンタイプに設置可能です。



ワイヤレススイッチ

HB200

適用機種:
つるべーシリーズ
Y6 Li-PINK、
OCTBATH

安全懸架シリーズ
POPO Li、TGシリーズ



リフト用デジタル体重計

MHS-2600

つるべーに乗ったまま体重測定が可能。体重測定が困難な方もリフト移乗時に測定できます。BMI(体格指数)機能が、体重管理にも使用されています。

- 検定付
- 最小単位 / 100g
 - 電源 / アルカリ単4乾電池6本
 - 風袋引き機能付き

※B・BBセット、Y4・Y6セット、TENに取付できます。
※レンタル仕様では検定なしになります。



乗りごち、使い易さとことん極めたシャワーキャリー

安楽キャリー

安楽キャリーの特徴

- シートの張りを変えられるので体にフィットし、体圧が分散。乗り心地が抜群です。
- 4輪自在キャスター採用。後輪2輪が固定式のキャリーには不可能なその場での旋回・横移動が可能のため小スペースでの使用も難なく楽々。
- 6輪の採用で前輪のキャスターアップが可能になり、段差越えが楽にできます。
- 延長バー（オプション）を装着することで臀部・大腿部への体圧を分散し、一層乗り心地が快適になります。



シャワーキャリーリフト対応吊り具
安楽キャリーBタイプ穴あき座面付



シャワーキャリーリフト対応吊り具
安楽キャリーBタイプ 分離型



シャワーキャリー
安楽キャリーAAタイプ 一体型



装着のしやすさと快適な乗り心地を追求した

スリング エヴァ／パオ

エヴァの特徴

- ベッド・車いす・お風呂などへの移乗に使用します。
- 車いすに座ったままで着脱可能です。
- 軽くてしなやかなナイロン生地で装着が容易です。
- ストラップの長さ調整で細かな姿勢調整可能です。
- サイドメッシュで、入浴時の水抜きが容易にできます。

パオの特徴


- 主に居室でベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- 通気性と体圧分散機能で床ずれ予防効果があります。
- ツルベルトが外せるため移乗後邪魔になりにくいです。

パオメッシュの特徴

- 編み目織のシートタイプのスリングです。
- お風呂・ベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- グレーは、微妙なネックコントロールが可能で気管切開患者にも適用可能です。




パオベッド装着方法





休足スリング

- 水平状態でも楽に移乗できます。
- 尖足（せんそく）の予防に効果的です。
- パオの乗り心地がさらに良くなります。



※スリングパオと併用して使用ください。
※スリングはリフトとセットで購入する場合はリフト1台につき1枚が非課税になります。





シートとボードとグローブで移動・移乗

移座えもん



移座えもんシートBLACK 介護保険レンタル対象

- 筒状に縫製され、キャタピラーのようにローリングしながら、少しの力だけでスライドし、移動・移乗を容易にします。
- ナイロンに特殊コーティングを施し、低コスト化を実現しました。
- 折りたためばポケットやハンドバッグに入ります。



移座えもんシートBLACK 介護保険レンタル対象


- 手袋状に縫製され体の下に差し込むことで、ベッド上での左右の移動が簡単に出来ます。ナイロン製



サスペンションリフト／免荷式POPO 専用共通ハーネス



POPO用	SP用
対象者：軽度～重度者向け	対象者：軽度～中度者向け
HV-100(SS) HV-110(S) HV-120(M) HV-130(L) HV-140(LL)	L-110(S) L-120(M) L-130(L)



移座えもんシーグロ 介護保険レンタル対象

- 移座えもん「シート」と「グローブ」が一体化しました。手を入れるポケットが3ヶ所付いて使いやすく便利です。



移座えもんローラ 介護保険レンタル対象

- ベッドからストレッチャー、リクライニング車いすへの移乗ができます。
- 2つ折りができるので持ち運びに便利です。

※隙間が15cm以下の移乗
介助に使用下さい。



移座えもんローラ

- 移座えもんシートを使って、ベッド上の上方向移動をするときに、臀部に掛け、肘を伸ばして引くように使用します。
- 少ない力で腰を伸ばして使用できます。



移座えもんボードブルー 介護保険レンタル対象

- ヒップラインカットにより、ボードの挿入位置がわかりやすい。
- 折りたたみできるので、収納時コンパクトになります。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

移座えもんボードホワイト 介護保険レンタル対象



- 移座えもんボードホワイト1000 45×100cm
- 移座えもんボードホワイト800 (脚部用ボード) 30×80cm
- 1700gと超軽量。取り回し易く片手で操作できます。
- しなやかで、曲げにも強い性質を持っています。
- 洗浄消毒は、消毒用エタノール等をご使用下さい。
- 材質は硬質塩化ビニール低発泡板で、食品衛生法「器具」として適合。
- 防災2級に適合しています。熱変形温度63度。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

移座えもんパッド 介護保険レンタル対象

- 移乗の際、ご本人の体まで手が届かない無理な姿勢を解消できます。少人数で安全な移乗が可能になります。



ハーネスベスト(TSV)	V-120(M)	V-130(L)
※ハーネスベスト(TSV)は刈谷豊田総合病院・東分院(リハビリテーション科)との共同開発製品です。		
※介護保険購入対象外です。		

