



モリトー 介護リフトつるべー 製品仕様

■つるべー標準仕様

昇降速度 上昇(850mmアーム)	31.7mm/sec
昇降速度 下降(850mmアーム)	37.1mm/sec
耐荷重	100kg
上下ストローク(700/850/950mmアーム)	955/1160/1300mm
ハンガーフック間距離(外寸法)*1	500(560)mm
材質	スチール・ステンレス(SUS304)

*1ハンガーフック間距離は、オプション(別売)にて、380と430mm仕様があります

■つるべーY4・Y6セット仕様

昇降速度 上昇	36.3mm/sec
昇降速度 下降	37.2mm/sec
耐荷重	120kg
材質	スチール

■オクトバス浴槽仕様

サイズ (外寸法)	1400×700×550mm
(内寸法)	1280×570×470mm
容量	湯水265ℓ
本体重量	110kg

■つるべー電装品仕様

品目	形式	入力電源	出力電源	重量	コード長さ	防水性能	定格	備考
モーター	LA32	24V	-	3.4kg	0.4mコイル	IPX6	10%	6000N/最大電流値6A
スイッチ	HB31	24V	-	0.26kg	0.6mコイル	IPX6	-	-
コントローラー	CB08	100V	24VDC	1.4kg	5.1mストレート	IPX6	5%	AC電源設定のみ
コントローラー	CB12	100V	24VDC	3.5kg	3.2mストレート	IPX6	10%	バッテリー内蔵型
Y4・Y6専用モーター	LA34	24V	-	4.2kg	0.40.2mコイル	IPX6	10%	10000N
Y4・Y6専用コントローラー	CBJ2	100V	24VDC	0.54kg	-	IPX4	10%	バッテリー残量表示
Y4・Y6専用バッテリーパック	BAJ1	-	24VDC	2.7kg	-	-	-	-
Sセットモーター	LA34	24V	-	3.85kg	0.4mコイル	IPX6	10%	10000N
Sセットスイッチ	HB31	24V	-	0.26kg	0.4mコイル	IPX6	-	-
Sセットコントローラー	CB12	100V	24VDC	2.33kg	3.2m	IPX6	10%	-
リチウムイオン電池	BAL50	29.4V	25.2VDC	0.9kg	-	IPX6	-	-

バッテリータイプ (CB12) 小型シール蓄電池NP1-2-12, 1.2V, 1.2Ahを2台使用
(CBJ2) 小型シール蓄電池E52-9-12, 1.2V, 2.9Ahを2台使用

■オクトバス Y4・Y6セットLi-PiNK電装品仕様

品目	型式	入力電源	出力電源	防水性能	備考
モーター	LA34	24V	-	IPX6	10000N
スイッチ	HB31	24V	-	IPX6	-
チャージャー	CHL50	100V	29.4VDC	IPX4	-
バッテリー	BAL50	29.4V	25.2VDC	IPX6	2.6Ah
コントローラー	COL50	100V	29.4VDC	IPX6	-

■つるべーCセット V-Lift電装品仕様

品目	入力電源	防水性能	定格	備考
モーター	24V	IPV6	10%	10000N/最大電流7.7A
コントローラー	12V	-	10%	アクセサリゾク外給電
ワイヤレススイッチ(2鍵式)	-	-	-	ボタン電池CR2016×2個使用


- コントローラーの全タイプに過負荷保護回路を設定、過負荷でモーター電源を遮断
- コントローラーのバッテリータイプには、バッテリー残量警報を設定、残量50%でアラーム音作動
- コントローラーの全タイプのトランス内にヒューズの設置、1次側電源ヒューズ2A

■つるべーTEN仕様

走行方式	C450 手動走行
本体重量	10kg
積載重量	204kg
昇降ストローク	2030mm
昇降速度	45mm/秒
動力電源	DC24V(バッテリー搭載)
充電器入力	AC100-120V 1.0A
充電器出力	DC24V 1.5A
充電方法	レールの端で自動充電
バッテリー	12V5.0A×2個 密閉型鉛蓄電池
バッテリー残量表示	液晶(LED赤)警告アラーム
操作方法	上下押し続けボタン方式
ペンダントスイッチ	空気圧式
赤外線リモコン	○
ストラップ緩み検知	○
過速度検知	○
スロースタート/ストップ	○
オートリターン機構	○
節約モード	○
乱暴き防止	○
緊急降下装置	(電動と手動があり)
緊急停止装置	○

■つるべーCセット V-Lift仕様

上下ストローク	985mm
耐荷重	100kg
材質	スチール



NURSING LIFT

介護リフト

つるべー
TSURUBE
LINEUP

製造販売元



■本社 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

- 札幌営業所 / 〒063-0870 北海道札幌市西区八軒十条東1-1-57-101 TEL.(011)708-5200 FAX.(011)708-5201
- 仙台営業所 / 〒981-1102 宮城県仙台市太白区袋原6-9-22 TEL.(022)302-7914 FAX.(0586)72-4555
- 埼玉営業所 / 〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-6-103 TEL.(048)753-9393 FAX.(03)3777-1649
- 東京営業所 / 〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イースタワー9階2号室 TEL.(03)5531-5555 FAX.(03)5531-5550
- 中部営業所 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36 TEL.(0586)71-6151 FAX.(0586)72-4555
- 大阪営業所 / 〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2-6-2 寺西コンパントオフィスB号 TEL.(06)6785-7202 FAX.(06)6785-7203
- 岡山営業所 / 〒700-0954 岡山県岡山市南区米倉30-102 TEL.(086)259-2910 FAX.(0586)72-4555
- 福岡営業所 / 〒811-1204 福岡県那珂川市片縄東1-12-1 TEL.(092)953-1892 FAX.(092)953-1973
- 信濃大町 / 〒398-0001 長野県大町市大字平22393 TEL.(0261)23-1678
- 研修センター

お客様相談室

[24時間受付]

モリトーホームページ

Email

FAX (0586) 72-4555

☎ 0120-65-2525

https://www.moritoh.co.jp

info@moritoh.co.jp



価格表
QRコード



販売店

*取付け工事費が別途必要です。 機種の仕様や価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 O/F/T/3



耐荷重
100kg

ベッドの重さを利用したベッド設置式介護リフト

つるべー B・BBセット

様々な介護ベッドに使用できるよう長さ・幅の調整が可能。



つるべー BBセット



Bセットの特徴

- 支柱の設置位置は壁端に合わせて、ベッドの頭側の左右、足側の左右の4か所から選べます。
- 360度回転。掃き出し窓からの車椅子へ乗り換えなど、レイアウトで様々な使用ができます。

BBセットの特徴

- キャスター付ベッドへ設置してもベッド移動が可能。頻りにベッドを動かす方やベッド緊急搬送時にも支障がなく、病院・施設でも導入されています。
- ハーネスを使用することで、背面開放の端座位をとったり、立位姿勢・立位移乗が可能。自立化を大きくレポートします。
- 2関節アームのため、可動範囲が広がり、着座位置などの微調整が可能です。



つるべー Bセット

BWセット・BBWセットは体重計付きです。



360度回転アーム
置き場所で様々な使い方が可能になります。
[Bセット]



関節付きアーム
可動範囲が広がります。
[BBセット]



つるべー Bセット



つるべー BBセット



リフト用デジタル体重計 MHS-2600

つるべーに乗ったまま体重測定が可能。

体重測定が困難な方もリフト移乗時に測定できます。
BMI(体格指数)機能があり、体重管理にも使用されています。
※B・BBセット、Y4・YGセット、TENIに取付できます。
※レンタル仕様では検定なしになります。

- 最小単位 / 100g
- 電源 / アルカリ単4乾電池6本
- 風袋引き機能付き

検定付

耐荷重
204kg

室内空間を自在に移動できるレール走行リフト

つるべー TEN

レールの長さで移動範囲のニーズに対応できます。



設置式(XY型)

設置式の特徴

- 天井にレールを設置して部屋や廊下を移動できます。

据置式の特徴

- 工事のない仕様や壁面固定の後施工も可能。据置式2ポストと据置式4ポスト(XY型)がございます。



スプリングハンガーを使用したSSシリーズも設置可能です。



据置式(2ポスト)



C-450(手動走行)

コンパクトな高性能レール走行リフト

- 操作性の良い防滴ハンドスイッチ。
 - バッテリー残量やリフトの状態を見やすい液晶ディスプレイ。
 - 安全・安心設計
- オープン価格 無線リモコンタイプもございます。

耐荷重
100kg

楽しいカーライフを満喫できる車搭載型介護リフト

つるべー Cセット V-Lift

車の改造をすることなく、スライドドア方式のミニバンタイプに設置可能です。



つるべー Cセット V-Lift



Cセットの特徴

- クルマのシートに座れるため安全で、介助者の目も行き届きます。
- 助手席、後部2列目席のどこにも移乗可能で、座る場所が限定されません。
- 女性でも簡単に着脱可能で、コンパクトに収納できます。
- 走行時は取り外しておくことで邪魔になりません。



後部座席移乗イメージ



V-Lift 取付イメージ



V-Lift カバー

床元の開放と、旋回性の向上を追求した床走行式リフト

つるべー Y4・Y6 Safety Robotセット

小柄な介助者でも使いやすく、車椅子でも正面からアプローチできます。床からの移乗にも適しています。



Y6セット Li-PINK

Y6Tセット Li-PINK 手すり付



Y4Tセット Li-PINK 手すり付



ハーネスライトを付けた状態を窓枠からの立ち上がりと移行支援



※座席は片手で軽く2秒で開閉



広い特徴空間

※足を引いたら自然に動かせり上げます

つるべー Y4・Y6 Safety Robotセット 専用手すり

- 手すりの高さの位置は4段階で調整可能です。
- 動き始め等のご本人の揺れを、手すりを握ることで軽減します。




Y6セット(6輪)の特徴

- 脚部前方の高さ63mmで低床ベッドに対応。6輪自在キャスターによりその場での旋回が可能。狭いお部屋での取り回しが楽です。



Y4セット(4輪)の特徴

- 素材の影響を受けにくい大きい(75φ)前輪キャスターを採用しているため、前進・後進がとてスムーズ。軽く移動が行えます。



Y4、Y6セット Li-PINKの特徴

- リチウムイオンバッテリーを搭載することにより
 - バッテリー軽量化
 - 安全UP
 - 充電忘れによる劣化が少ない
 - 充電時間が大幅に短縮
 - 充電ケーブルなしなど性能が大いにアップしました。



耐荷重 120kg




紹介動画



外観寸法



Y6セット Li-PINK Safety Robot



吊り具の掛け忘れ確認装置

Y6セット Li-PINK Safety Robot

- 床走行式リフトがロボット化。吊り具の掛け忘れ確認装置(音声ガイド)搭載で安全・安心に。
- 吊り上げ時、約20kgの重さを感知するとリフトが一旦止まり、音声ガイド(吊り具の安全を確認してください。)が発せられます。安全確認後上昇ボタンを押すことで再度上昇を開始します。

※Y6セット Li-PINK Safety Robotは介護保険レンタル対象ではありません。

※詳細により条件が異なります。市町村窓口でご確認ください。

耐荷重 100kg

つるべーシリーズで最もコンパクトなリフト

つるべー G2Rセット U1・U2Rセット

自宅の玄関が階段でも楽に外へ出ることが可能です。



つるべー G2Rセット

G2Rセットの特徴

- 玄関、お風呂、トイレ、土間など様々な場所の壁に設置できます。
- 200mmの扉幅で可動範囲が狭い、曲がり階段の段差解消にも使用できます。



つるべー G2Rセット

U1セットの特徴

- 床前で固定するリフト。壁に固定できない家柄にお勧めです。支柱高1100、1350、1600mmの3種から高さで調整できます。



つるべー U1セット

U2Rセットの特徴

- U1セットに脚部(300mm・400mm)を追加したリフト。



車椅子用ツルべーセット

車椅子用ツルべーセットの特徴

- 車椅子に専用金具を付けて、車椅子に乗ったまま移動します。



車椅子用ツルべーセット 使用可能車椅子の条件



耐荷重
100kg

自宅のお風呂やトイレでも簡単に設置可能なリフト つるべー F1・F2Rセット

ユニットバスにも設置できます。



つるべー F2Rセット



つるべー F1セット



つるべー F2Rセット

F1セットとF2Rセットの違い



つるべー F1セット



つるべー F2Rセット

壁固定と突っ張り棒接着固定式等、様々な設置方法があり、お風呂・トイレ以外への設置も可能なリフトです。

F1セット、F1SKKセットの特徴

- コンパクトで収納性が高く、1関節アーム式なので着座位置が固定され、操作が簡単です。

F2Rセット、F2RSKKセットの特徴

- 2関節アーム式なので、関節を曲げたり伸ばしたりすることで移動範囲が広がります。脱衣場からの移乗も可能です。



耐荷重
120kg

介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH


置くだけのオクトバス/給排水工事不要*1/電源工事不要



OCTBATHの特徴


- お風呂でゆっくり入浴を楽しみたい。介護者は一人でもOK。目撃を合わせたい介護者も安心です。
- 優れた熱伝導性により浴槽全体を体を温められる心地よさは抜群です。暖かい湯にゆっくり浸るのも、湯船が温まるまで待つ必要もありません。
- ゆったり入浴できる1400×700mmの浴槽サイズにもかかわらず、内寸法1600×1600mmの浴室スペースでゆとりを入浴介助ができます。

レイアウト図一例



リチウムイオンバッテリー搭載

IPX6の防水リチウムイオンバッテリー-浴槽で煩わしい充電コードはありません。管理が簡単で、充電を忘れてもバッテリー寿命は変わりません。鉛バッテリーと比較すると、軽量の長寿命。性能は当社製と比較して2倍です。



介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【一式】 無料点検付き ¥2,310,000(税込)

介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【Aセット】 無料点検付き
安楽キャリー-Aタイプ+スリング2枚セット ¥2,475,000(税込)

介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【Bセット】 無料点検付き
安楽キャリー-Bタイプ+スリング2枚セット ¥2,530,000(税込)

*無料点検付きリフト動作、見直し、浴槽設置状況のチェック、使用方法の指導(研修) 6年(1回/年)

耐荷重
100kg

自立化支援と重度化防止を目的とした
スリング ハーネス



ハーネスハイブリッド 対象者:軽度～重度者向け

大腿部を覆うタイプで多くの発荷車が必要とする方にも使用できます。座墊支持ベルトの採用で足の出ししをサポートします。着けい部への圧迫感がなく快適な装着感が得られます。

HV-100(SS)	ウエストサイズ:約55～65cm
HV-110(S)	ウエストサイズ:約66～78cm
HV-120(M)	ウエストサイズ:約79～90cm
HV-130(L)	ウエストサイズ:約90～100cm
HV-140(LL)	ウエストサイズ:約100～110cm



ハーネスライト 対象者:軽度～中度者向け

クローブベルトをきけい部に通すタイプで装着はともにも簡単です。車いすに座った状態でも着脱が容易に行えます。クローブベルトは発汗性と高感度の強い材質を使用しています。

L-110(S)	番号振りサイズ:約77～86cm
L-120(M)	番号振りサイズ:約88～100cm
L-130(L)	番号振りサイズ:約100～114cm



ハーネススーパーライト 対象者:軽度者向け

薄型専用となり、転倒防止のサポートとして使用します。ウエストに巻くだけのシンプル装着。着方2本ベルトは歩行の境界をあげません。発汗機能としてはご使用頂けません。

SL-110(S)	ウエストサイズ:約59～69cm
SL-120(M)	ウエストサイズ:約68～88cm
SL-130(L)	ウエストサイズ:約88～105cm



ハーネスベスト(TSV)

姿勢サポート、肩甲骨拘縮、頸性伸張、屈伸予防機能を有し、ハーネスハイブリッドとの組合せでのBWS IIでは、安定した歩行と体幹伸張・弛緩軽減効果が得られます。歩行での使用も可能です。

V-120(M)	
V-130(L)	

耐荷重
120kg

歩けるスリング
ぶらん歩 四角 / ぶらん歩 三角



ぶらん歩でゆらゆら揺れて気分転換
ぶらん歩の特徴

- ベッド周りをアクティブな生活空間に変える
- 1日中ベッドと車椅子で長時間過ごされている方にとって安全な産位移動が可能で、重症者の自立化支援の第一歩となります。

ぶらん歩 四角	¥47,300(税別) / ¥43,000(税別)
ぶらん歩 三角 S/M/L	¥47,300(税別) / ¥43,000(税別)

※ぶらん歩はソフトとハードの購入する場合はソフト1台、ハード1台が標準となります。



ぶらん歩 四角



ぶらん歩 三角

除菌・防カビスプレー
じよきん娘(JOKINKO)

スリングや衣類ホーリーのカーワイルス除菌剤として効果的に効果があります。繊維・金属を傷めません。成分はアルコール・ジブチルホキシエタノールが主体です。



耐荷重
100kg

シートとボードとグローブで移動・移乗
移座えもん



移座えもんシートBLACK 介護保険レンタル対象

- 薄型・弾力性、チャタヒラーのよみ、ローリングしながら、少しの力でスムーズに移動・転換を容易にします。
- ナイロン・特殊 1 フェイシングを併し、底 1 ストッパーを突き出しました。
- 折りたたみ収納ポットやハンダックに入ります。

40cm×45cm	75cm×75cm	90cm×115cm	45cm×90cm
全サイズ 目録参照	全サイズ 目録参照	全サイズ 目録参照	全サイズ 目録参照
移座えもんシート S	45×60cm	¥2,750(税別)	
移座えもんシート M	75×75cm	¥3,300(税別)	
移座えもんシート ML	75×120cm	¥6,050(税別)	
移座えもんシート L	115×90cm	¥8,250(税別)	



移座えもんグローブ 介護保険レンタル対象

- 平床面に設置された下に滑り込むことで、ベッド上での左右の移動が容易に行えます。ナイロン製

移座えもんグローブ(2枚入)	19×50cm	¥2,200(税別)
----------------	---------	------------



移座えもんシーゴロ 介護保険レンタル対象

- 移座えもんシートとグローブが一体化した、手を入れるポケットが3ヶ所付いて使いやすくすぐで操作です。

移座えもんシーゴロ	75×70cm	¥4,400(税別)
-----------	---------	------------



移座えもんヒップベルト

- 移座えもんシートを使って、ベッド上の上方へ移動をするときに、臀部に巻く。肘を伸ばして大きくよび使用します。
- 少ない力で腰を固定して使用できます。

移座えもんヒップベルト		¥13,200(税別)
-------------	--	-------------



移座えもんボードブルー 介護保険レンタル対象

- ヒップラインカットにより、ボードの挿入位置がわかりやすい。
- 折りたたみできるので、収納時コンパクトになります。


移座えもんボードブルー	61.8×29cm	¥17,600(税別)
-------------	-----------	-------------



移座えもんローラ 介護保険レンタル対象

- ベッドからストレッチャー、リクライニング車いすへの移乗ができます。
- 2つ折りができるので持ち運びに便利です。

移座えもんローラ1800	1800×800×1.8mm(重量目安:80kg)	¥87,450(税別)
移座えもんローラ1000	1000×800×1.8mm(重量目安:80kg)	¥55,000(税別)



移座えもんボードホワイト 介護保険レンタル対象

- 移座えもんシートと移座えもんボードを併用
- 1700gと超軽量。取り回し易く片手で操作できます。
- しなやかに、指で軽い力をかけています。
- 洗滌済み。消毒用エタノール等をご使用下さい。
- 材質は抗菌強化ビニール(発熱抵抗・食品衛生法器具として適合)。
- 前後2面に適合しています。調整温度63度。

移座えもんボードホワイト1000	45×100cm	¥19,800(税別)
移座えもんボードホワイト800(両面用ボード)	30×90cm	¥9,900(税別)

移座えもんバンド

- 移座の時に本人の体で手が動かない無痛な姿勢を維持できます。
- 少人数で安全な移乗が可能になります。

移座えもんバンド(延長ストラップ2本付)	50×100cm	¥19,800(税別)
----------------------	----------	-------------

乗りごち、使い易さとことん極めたシャワーキャリー
安楽キャリー



安楽キャリーの特徴

- シートの張りを換えられるので体にフィットし、体圧が分散。乗り心地が抜群です。
- 4輪自在キャスター採用。後輪2輪が固定式のキャリーには不可能なその場での旋回・横移動が可能のため小スペースでの使用も難しくなく楽々。
- 6輪の採用で前輪のキャスターアップが可能になり、段差越えが楽にできます。
- 延長バー(オプション)を装着することで臀部・大腿部への体圧を分散し、一層乗り心地が快適になります。



安楽キャリー-AAタイプ(一体型)
安楽キャリー-Bタイプ(分離型)
安楽キャリー-Bタイプ(分離型)穴あき座面付

*Bタイプはリフトとセットで導入する場合はリフト1台につき1台が非課税となります。(オプションは課税です)



安楽キャリー専用オプション・買い替え可能消耗品

安全ベルト(太:1100mm/小:960mm) 左右の体幹/バランスの不安定な方は、安全ベルトを必ずご使用ください。	ネックサポート(AA/B用)
背面シート(AA/B用)	安楽キャリー-Bタイプ用ツルベルト(ラダータイプ) 4本組
座面シート(AA/B用)	シートカバー(AA/B用)
補助ベルト(1本 AA/B用)	フレームカバー
延長バー(2本組 150mm/200mm) *穴あき座面付は使用不可	穴あき座面用背面シート(B用)
フットレストシート	穴あき座面(AA/B用)

*キャスターとアームレスト黒スポンジの買い替えにつきましては、お問合せください。

装着のしやすさと快適な乗り心地を追求した
スリング エヴァ/パオ



エヴァ ハーフ
首や体幹の支持力が比較的高い方に使用します。

エヴァ フル
首や体幹の支持力が比較的弱い方に使用します。頸部保持機能により過屈曲を抑制。

エヴァ ネックサポート
エヴァハーフを使用されていて、首や体幹の支持力が比較的弱くなってきた場合に使用します。

*写真はエヴァ ハーフ、エヴァ フル中でカラーはホワイト、小はライトグレーとなります。

エヴァの特徴

- ベッド・車いす・お風呂などへの移乗に使用します。
- 車いすに座ったままで着脱可能です。
- 軽くてしなやかなナイロン生地で装着が容易です。
- ストラップの長さ調整で細かな姿勢調整可能です。
- サイドメッシュで、入浴時の水抜きが容易にできます。

エヴァハーフ 小 (EVE220)	目安身長: 135~150cm<small>くらい</small>	¥46,200(税込) / ¥42,000(非課税)
エヴァハーフ 中 (EVE210)	目安身長: 150~190cm<small>くらい</small>	¥46,200(税込) / ¥42,000(非課税)
エヴァフル 小 (EVE250)	目安身長: 135~150cm<small>くらい</small>	¥57,200(税込) / ¥52,000(非課税)
エヴァフル 中 (EVE240)	目安身長: 150~190cm<small>くらい</small>	¥57,200(税込) / ¥52,000(非課税)
エヴァネックサポート (EVE260)	30×19.5cm	¥14,300(税込) / ¥13,000(非課税)



パオ ハーフ (PAO100)	70×100cm	目安身長: ~180cm<small>くらい</small>	¥51,700(税込) / ¥47,000(非課税)
パオ フル (PAO120)	70×130cm	目安身長: ~175cm<small>くらい</small>	¥63,800(税込) / ¥58,000(非課税)
パオ ロング (PAO130)	70×150cm	目安身長: ~190cm<small>くらい</small>	¥67,100(税込) / ¥61,000(非課税)

パオの特徴

- 主に居室でベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- 通気性と体圧分散機能で床ずれ予防効果があります。
- ツルベルトが外せるため移乗後邪魔になりにくいです。

パオメッシュの特徴

- 編み目織のシートタイプのスリングです。
- お風呂・ベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- グレーは、微妙なネックコントロールが可能で気管切開患者にも適用可能です。



パオメッシュブルー ハーフ	パオメッシュブルー フル	パオメッシュグレー フル	
パオメッシュブルー ハーフ (PAO140)	70×100cm	目安身長: ~180cm<small>くらい</small>	¥46,200(税込) / ¥42,000(非課税)
パオメッシュブルー フル (PAO150)	70×140cm	目安身長: ~175cm<small>くらい</small>	¥57,200(税込) / ¥52,000(非課税)
パオメッシュグレー フル 小 (PAO350)		目安身長: 135~150cm<small>くらい</small>	¥57,200(税込) / ¥52,000(非課税)
パオメッシュグレー フル 中 (PAO340)		目安身長: 150~190cm<small>くらい</small>	¥57,200(税込) / ¥52,000(非課税)

休足スリング

- 水平状態でも楽に移乗できます。
- 尖足(せんそく)の予防に効果的です。
- パオの乗り心地がさらに良くなります。



休足スリング (PAO160)	40×30cm	¥20,900(税込) / ¥19,000(非課税)
-----------------	---------	----------------------------

*スリングはリフトとセットで導入する場合はリフト1台につき1枚が非課税になります。

介護リフト つるべー・安全懸架 TAN-POPO 価格一覧

商品名1	商品名2	希望小売価格	2025年4月改定	税込価格	税
介護リフトつるべーF1セット	ステンスアーム付	611,000	662,600		非課税
介護リフトつるべーF1セット(SKK)	ステンスアーム付	684,000	742,900		非課税
介護リフトつるべーF2Rセット	ステンスアーム付	678,000	736,300		非課税
介護リフトつるべーF2Rセット(SKK)	ステンスアーム付	742,000	806,700		非課税
介護リフトつるべーBセット	ステンスアーム付	599,000	649,400		非課税
介護リフトつるべーBWセット(検定付)ステンスアーム	ステンスアーム付	819,000	869,400		非課税
介護リフトつるべーBBセット	ステンスアーム付	580,000	580,000		
介護リフトつるべーBBWセット(検定付)ステンスアーム	ステンスアーム付	800,000	800,000		
介護リフトつるべーG2Rセット	ステンスアーム付	513,000	554,800		非課税
介護リフトつるべーU1セット	ステンスアーム付	598,000	648,300		非課税
介護リフトつるべーU2Rセット	ステンスアーム付	661,000	717,600		非課税
介護リフトつるべー Y6セット		568,000	596,400		非課税
介護リフトつるべー Y6Wセット(検定付)		788,000	816,400		非課税
介護リフトつるべー Y6Tセット	手すり付	666,000	694,400		非課税
介護リフトつるべー Y6TWセット(検定付)	手すり付	886,000	914,400		非課税
介護リフトつるべー Y4セット		528,000	554,400		非課税
介護リフトつるべー Y4Wセット(検定付)		748,000	774,400		非課税
介護リフトつるべー Y4Tセット	手すり付	626,000	652,400		非課税
介護リフトつるべー Y4TWセット(検定付)	手すり付	846,000	872,400		非課税
介護リフトつるべー Y6セット Li-PINK		657,000	689,800		非課税
介護リフトつるべー Y6Wセット(検定付) Li-PINK		877,000	909,800		非課税
介護リフトつるべー Y6Tセット Li-PINK	手すり付	755,000	787,800		非課税
介護リフトつるべー Y6TWセットLi-PINK (検定付)	手すり付	975,000	1,007,800		非課税
介護リフトつるべー Y6 Li-PINK safety robo		748,000	785,400		非課税
介護リフトつるべー Y4セット Li-PINK		621,000	652,000		非課税
介護リフトつるべー Y4Wセット(検定付) Li-PINK		841,000	872,000		非課税
介護リフトつるべー Y4Tセット Li-PINK	手すり付	719,000	750,000		非課税
介護リフトつるべー Y4TWセットLi-PINK (検定付)	手すり付	939,000	970,000		非課税
介護リフトつるべー Y4 Li-PINK safety robo		712,000	747,600		非課税
介護リフトつるべー Y4W Li-PINK safety robo (検定付)		932,000	967,600		非課税
介護リフトつるべー Y4・Y6セット専用手すり		98,000	98,000	107,800	税込
車搭載型介護リフト V-LIFT		680,000	680,000		非課税
リフト用デジ'ル体重計 検定付	MHS2600	220,000	220,000	242,000	税込
リフト用デジ'ル体重計 検定無し	MHS2600	180,000	180,000	198,000	税込
車椅子用つるべ'ルト(黒輪・金具付セット)		22,500	22,500	24,750	税込
Cセット用スリングシート ハーフ	PAO170	30,000	30,000	33,000	税込
Cセット用スリングシート フル	PAO180	30,000	30,000	33,000	税込
スリング ハ'オーフ	PAO100	47,000	47,000	51,700	税込
スリング ハ'オフル	PAO120	58,000	58,000	63,800	税込
スリング ハ'オロング	PAO130	61,000	61,000	67,100	税込

介護リフト つるべー・安全懸架 TAN-POPO 価格一覧

商品名1	商品名2	希望小売価格	2025年4月改定	税込価格	税
スリング ハオメッシュブルー ハーフ	PAO140	42,000	42,000	46,200	税込
スリング ハオメッシュブルー フル	PAO150	52,000	52,000	57,200	税込
休足スリング	PAO160	19,000	19,000	20,900	税込
スリング エヴァーフ中	EVE210	42,000	42,000	46,200	税込
スリング エヴァーフ小	EVE220	42,000	42,000	46,200	税込
スリング エヴァーフ中	EVE240	52,000	52,000	57,200	税込
スリング エヴァーフ小	EVE250	52,000	52,000	57,200	税込
スリング エヴァネックサポート	EVE260	13,000	13,000	14,300	税込
スリング ハオメッシュグレー フル 中	PAO340	52,000	52,000	57,200	税込
スリング ハオメッシュグレー フル 小	PAO350	52,000	52,000	57,200	税込
ぶらん歩 S		43,000	43,000	47,300	税込
ぶらん歩 M		43,000	43,000	47,300	税込
ぶらん歩 L		43,000	43,000	47,300	税込
移座えもんボードブルー	「介護の技術を変えよう！」QR付	16,000	16,000	17,600	税込
移座えもんボード ホワト1000	45*100	18,000	18,000	19,800	税込
移座えもんボード ホワト800 30*80		9,000	9,000	9,900	税込
移座えもんグローブ		2,000	2,000	2,200	税込
移座えもんシート BLACK M		3,000	3,000	3,300	税込
移座えもんシート BLACK ML		5,500	5,500	6,050	税込
移座えもんシート BLACK L		7,500	7,500	8,250	税込
移座えもんシート BLACK S		2,500	2,500	2,750	税込
移座えもんシーグロ		4,000	4,000	4,400	税込
移座えもんローラ ROLA-1000	1000*500	50,000	50,000	55,000	税込
移座えもんローラ ROLA-1800	1800*500	79,500	79,500	87,450	税込
移座えもんパッド	50*100(延長ストラップ2本付)	18,000	18,000	19,800	税込
移座えもんヒップベルト		12,000	12,000	13,200	税込
安楽キャリー AAタイプ 一体型	アームレスト付	142,000	156,200	171,820	税込
安楽キャリー Bタイプ 分離型	アームレスト付	218,000	239,800	263,780	税込
安楽キャリー Bタイプ 穴あき座面付		232,000	255,200	280,720	税込
安楽キャリー用アームレスト	2本組A・B兼用	19,500	21,400	23,540	税込
安楽キャリーA・AAタイプ用補助ベルト		2,400	2,600	2,860	税込
安楽キャリーBタイプ用補助ベルト		2,400	2,600	2,860	税込
安楽キャリーBタイプ用ツルベルト(ラダータイプ)	4本組	9,600	10,500	11,550	税込
安楽キャリーA・AAタイプ用ネックサポート		6,200	6,800	7,480	税込
安楽キャリーBタイプ用ネックサポート		6,200	6,800	7,480	税込
安楽キャリー座面シート交換用 B用		7,500	8,200	9,020	税込
安楽キャリー背面シート交換用 B用		7,500	8,200	9,020	税込
安楽キャリー座面シート交換用 AA用		7,500	8,200	9,020	税込
安楽キャリー背面シート交換用 AA用		7,500	8,200	9,020	税込
安楽キャリーB用穴あき座面シート		19,200	21,100	23,210	税込
安楽キャリーB用穴あき座面用背面シート		9,800	10,700	11,770	税込

介護リフト つるべー・安全懸架 TAN-POPO 価格一覧

商品名1	商品名2	希望小売価格	2025年4月改定	税込価格	税
安楽キャリー用安全ベルト大		4,200	4,600	5,060	税込
安楽キャリー用安全ベルト小		4,200	4,600	5,060	税込
延長ハ―200mm	2本組	6,500	7,100	7,810	税込
延長ハ―150mm	2本組	6,500	7,100	7,810	税込
安楽キャリーA・AAタイプ用シートカバー	A30	3,500	3,800	4,180	税込
安楽キャリーBタイプ用シートカバー	B70	3,500	3,800	4,180	税込
安楽キャリーホ―シート	A・B兼用	11,000	12,000	13,200	税込
安楽キャリー用 フレームカバー B用	2枚1組	3,500	3,800	4,180	税込
安楽キャリー用 フレームカバー A用	2枚1組	3,500	3,800	4,180	税込
安楽キャリーフットレストシート		6,000	6,600	7,260	税込
介護リフト付きホ―浴槽 OCTBATH		2,100,000	2,100,000	2,310,000	税込
介護リフト付きホ―浴槽 OCTBATH[Aセット]		2,250,000	2,250,000	2,475,000	税込
介護リフト付きホ―浴槽 OCTBATH[Bセット]		2,300,000	2,300,000	2,530,000	税込
免荷式歩行リフト POPO Li REH-100		898,000	942,000		非課税
免荷式歩行リフト POPO Li LIV-100		872,000	915,000		非課税
免荷式歩行リフト POPO Li REH-200	サイド手すり付	997,800	1,047,000		非課税
免荷式歩行リフト POPO Li LIV-200	サイド手すり付	971,800	1,020,000		非課税
POPO LIV脚部		72,000	75,000	82,500	税込
POPO REH脚部		98,000	102,000	112,200	税込
POPO サイド手すり		99,800	105,000	115,500	税込
POPO ハイアーム		66,000	69,000	75,900	税込
ワイヤレススイッチ HB200	※TG,POPO Li ,OCTBATH,Y6 Li-PINK使用可	25,000	25,000	27,500	税込
免荷式リハビリテーションリフトTG-1000		1,480,000	1,628,000	1,790,800	税込
免荷式リハビリテーションリフトTG-800		1,359,000	1,490,000	1,639,000	税込
免荷式リハビリテーションリフトSP-2000		2,500,000	都度見積り	-	税込
TG用サイドグリップ		195,000	195,000	214,500	税込
MORITOH PP-Tread SW-1200(※1)	(パネル支柱含む)	700,000	700,000	770,000	税込
MORITOH PP-Tread 専用シリコンスプレー	OIL-900	900	900	990	税込
MORITOH PP-Tread 専用シリコンオイル	1Kg	6,000	6,000	6,600	税込
ハーネスス―パ―ライト S	SL-110	35,000	36,750	40,425	税込
ハーネスス―パ―ライト M	SL-120	35,000	36,750	40,425	税込
ハーネスス―パ―ライト L	SL-130	35,000	36,750	40,425	税込
ハーネス ライト S POPO用 OR SP用	L-110	46,000	48,300	53,130	税込
ハーネス ライト M POPO用 OR SP用	L-120	46,000	48,300	53,130	税込
ハーネス ライト L POPO用 OR SP用	L-130	46,000	48,300	53,130	税込
ハーネス ハイブリット SS POPO用 OR SP用	HV-100	58,000	60,900	66,990	税込
ハーネス ハイブリット S POPO用 OR SP用	HV-110	58,000	60,900	66,990	税込
ハーネス ハイブリット M POPO用 OR SP用	HV-120	58,000	60,900	66,990	税込
ハーネス ハイブリット L POPO用 OR SP用	HV-130	58,000	60,900	66,990	税込
ハーネス ハイブリット LL POPO用 OR SP用	HV-140	58,000	60,900	66,990	税込
ハーネスベスト(TSV) M	V-120	58,000	60,900	66,990	税込
ハーネスベスト(TSV) L	V-130	58,000	60,900	66,990	税込