

介護リフトつるべ

(ワイシックス)

床走行式リフトY6セット



「安・楽・満」をお届けします。

介護する方にも、
介護される方にも、

コンパクト

視界もすっきり、
フレームの高さわずか115cm。
従来モデルよりも
さらにコンパクト。

大開放


下部の大空間で
リクライニング車いすでも、
足が当たりません。

回転性向上

6輪の自在キャスターで
狭い部屋でも
取り回し楽々。

※畳、絨毯、クッションフロアでは使用できません。





脚部は軽くレバーを
回すだけで開閉できます。




床からの移乗も楽しく。
6輪の自在キャスターで、
狭い部屋でも取り回しが簡単に。



最高級モーター使用で
安心の**3年保証**！


つるべY6セット外観寸法図



つるべY6セット仕様

上下ストローク	約1,360mm
吊上げ高さ(最高)	床より 1,720mm
(最低)	床より 360mm
体重計装着時	(最高)床より 1,560mm (最低)床より 200mm
■耐 荷 重:	120kg
■本 体 重 量:	42kg
■バッテリー付(家庭用電源AC100Vで充電)	
■搭載機能	・緊急停止ボタン ・エマージェンシースイッチ ・クイックリリース ・挟み込み防止 ・バッテリー残量表示

リフト用デジタル体重計MHS-2600仕様



- 最大計測可能範囲／2kg～150kgまで
- 最低単位／100g
- 表示部／5.5インチ液晶ディスプレイ
- 使用可能温度／0度～40度
- 計量単位／キログラム
- 製品寸法／120×70×160mm
- 電源／アルカリ単4乾電池6本

つるべY6セット

つるべY6Wセット(体重計付)

リフト用デジタル体重計 MHS-2600

製造発売元  MORITOH CORPORATION
株式会社 モリトー

お客様相談室  **0120-65-2525**
[モリトーホームページ] <http://www.moritoh.co.jp>
[E-mail] info@moritoh.co.jp

- 本 社 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36 TEL(0586)71-6151 FAX(0586)72-4555
- 札幌営業所 / 〒063-0870 北海道札幌市西区八軒十条東1-1-57-10 TEL(011)708-5200 FAX(011)708-5201
- 仙台営業所 / 〒981-1102 宮城県仙台市太白区袋原6-9-22 TEL(022)302-7914 FAX(0586)72-4555
- 埼玉営業所 / 〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-6-103 TEL(048)753-9393 FAX(03)3777-1649
- 東京有明ショールーム / 〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イーストタワー9F2号 TEL(03)5531-5555 FAX(03)5531-5550
- 中部営業所 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36 TEL(0586)71-6151 FAX(0586)72-4555
- 大阪営業所 / 〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2丁目6-2 寺西コンパクトオフィスB号 TEL(06)6785-7202 FAX(06)6785-7203
- 岡山営業所 / 〒700-0954 岡山県岡山市南区米倉30-102号 TEL(086)259-2910 FAX(0586)72-4555
- 福岡営業所 / 〒811-1204 福岡県那珂川市片縄東一丁目12-1 TEL(092)953-1892 FAX(092)953-1973

モリトー
ホームページ



f
Facebookも
チェック



販売店