



SAFETY SUSPENSION SYSTEM

世界初! サスペンションアーム採用の
コンパクトな免荷式リフト。

安全な立ち上がり、自然な歩行をサポート。

左右独立懸架のサスペンションで0～40kg免荷の自然な
歩行ができ、その上、転倒リスクを大幅に軽減します。



施設導入事例動画



POPO series 体重を免荷しながら使用できるコンパクトなリフトです。

ポポ
免荷式リフト **popoLi REH-100 / LIV-100**



ハンドル



操作パネル&
免荷重表示パネル



前輪用手元切替レバー
上段:ブレーキ
中段:自由走行
下段:直進走行



介助者用
手元スイッチ



後輪キャスター (REH)
3段切替式
①フリー(前進・後進)
②逆転防止(前進のみ)
③前進負荷付(前進のみ)



後輪自在キャスター (LIV)
○3インチキャスター採用
○小回り可能
○ベッドサイドでの使用が容易

※免荷式歩行リフトPOPOは独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業の助成により開発されました。

免荷式歩行リフト POPO Li REH-100	¥898,000 (非課税)
免荷式歩行リフト POPO Li LIV-100	¥872,000 (非課税)
免荷式歩行リフト POPO Li REH-200	¥997,800 (非課税)
免荷式歩行リフト POPO Li LIV-200	¥971,800 (非課税)
POPO LIV脚部	¥79,200 (税込) / ¥72,000 (税抜)
POPO REH脚部	¥107,800 (税込) / ¥98,000 (税抜)

サスペンションリフト／免荷式リフトPOPO 専用共通ハーネス



POPO用

SP用

ハーネスハイブリッド 対象者:軽度～重度者向け

HV-100(SS) 大腿部を覆うタイプで多くの免荷重を必要とする方にも
HV-110(S) 使用できます。
HV-120(M) 座骨支持ベルトの採用で足の振出しをサポートします。
HV-130(L) そけい部への圧迫がなく快適な装着感が得られます。
HV-140(LL)

¥63,800 (税込) ¥58,000 (非課税)



ハーネスライト 対象者:軽度～中度者向け

L-110(S) クロッチベルトをそけい部に通すタイプで装着はとても簡単
L-120(M) です。車いすに座った状態でも着脱が容易に行えます。クロッ
L-130(L) チベルトは脱着性と装着性の良い材質を採用しています。

¥50,600 (税込) ¥46,000 (非課税)



ハーネススーパーライト 対象者:軽度者向け

SL-110(S) 懸架専用となり、転倒時のサポートとして使用します。ウエスト
SL-120(M) に巻くだけのシンプル装着、後方2本ベルトは歩行の視界
SL-130(L) を妨げません。免荷機能としてはご使用頂けません。

※POPOではご使用頂けません。

¥38,500 (税込) ¥35,000 (非課税)



ハーネスベスト (TSV)

V-120(M) 体幹パーツは、肩甲骨内転、胸椎伸展、腹圧補助機能を有し、ハーネス
V-130(L) ハイブリッドとの組合せでのBWSTTでは、安定した歩行と体幹伸
展・動揺軽減効果が得られます。単独歩行での使用も可能です。

¥63,800 (税込)

ハーネス適合サイズ一覧

サイズ	ハーネスハイブリッド
SS	ウエストサイズ 約55～65cm
S	ウエストサイズ 約65～75cm
M	ウエストサイズ 約75～90cm
L	ウエストサイズ 約90～100cm
LL	ウエストサイズ 約100～110cm

サイズ	ハーネスライト
S	腸骨周りサイズ 約72～86cm
M	腸骨周りサイズ 約86～100cm
L	腸骨周りサイズ 約100～114cm

サイズ	ハーネススーパーライト
S	ウエストサイズ 約53～65cm
M	ウエストサイズ 約68～88cm
L	ウエストサイズ 約88～105cm

※サイズ表記目安数字となります。

サスペンション
アームの採用

特許取得済

世界初!

OPTION



サイド手すり
高さ3段階の調整が可能。

¥109,780 (税込)



ハイアーム
(身長の高い方用)

¥72,600 (税込)